



PEHMUSTETTU LANTIOTUKI

TUET, VYÖT JA LIIKKUMISEN RAJOITTAMINEN



HALTIJA



Lantiotuen tarkoitus on estää potilaan liukuminen eteenpäin hänen ollessaan istuma-asennossa. Lantiotuki pitää lantion kiinni selkänöjassa. Tuki on pehmustettu ja sen sisäkangas on vedenpitävää ja hengittävää materiaalia. Lantiotuki kiinnitetään tuolin selkänöjan ympäri muovisoljella. Tuote voidaan pestä 70 asteessa.

Koot S, M ja L.



TUOTETIEDOT	PEHMUSTETTU LANTIOTUKI		
Koodi	CPCF3HP-PF-S	CPCF3HP-PF-M	CPCF3HP-PF-L
Koko	S	M	L
Vyötärön mitta	50–80 cm	70–100 cm	90–130 cm

NAUSICAA
Medical