



POTILASNOSTIN SELANDIA VL 200

NOSTAMINEN JA SIIRTÄMINEN



HALTIJA



Selandia VL 200 on erityisesti laitospöytäkäyttöön suunniteltu potilasnostin, joka mahdollistaa potilaiden turvallisen siirtämisen vain yhden hoitajan avustuksella. Nostimen avulla liikuntarajoitteisen henkilön voi vaivattomasti siirtää lattiatasosta istuma-asentoon tai sängylle makuulle.

Y-muotoiset jalat asettuvat hankaliinkin tiloihin

VL 200 -nostimen jalat levittyvät rungon etupuolelta ja jalkojen levitys tapahtuu Y-muotoisesti. Kyseinen tekniikka mahdollistaa erinomaisen tuen alustasta, mutta samalla nostinta voi käyttää paikoissa, joissa V-jalkaisia nostimia ei mahdu kunnolla käyttämään, kuten vessassa ja kylpyhuoneessa. Jalkojen avulla pääsee lähelle tuolia, pyörätuolia tai wc-istuinta.

Monipuoliset ominaisuudet helpottavat käyttöä

- Sähköinen jalkojen levitys
- Käsiohjaimessa magneetti
- Herkästi pyörivät pyörät
- Linakin elektroniikka
- Integroitu lataus
- Lisävarusteena saatavilla henkariin kiinnitettävä vaaka (1150C-NEW3)

TUOTETIEDOT	SELANDIA VL 200
Tuotekoodi	2003-200-2.5
Nostokapasiteetti	200 kg
Nostokorkeus	50–172 cm
Kääntösäde	125 cm
Rungon leveys	65 cm
Leveys jalat auki	118 cm
Jalkojen sis.leveys	55,5–105 cm
Rungon pituus	110 cm
Jalkojen pituus	77 cm
Jalkojen korkeus	13 cm
Etupyörät	80 mm
Takapyörät	100 mm, jarrulliset
Kokonaispaino	41 kg
Aisan pituus x korkeus	95x140 cm

