


Oxford Advance - henkilönostin



HALTIJA

Palkittu tuote

Oxford Advance on ylpeä Independent Living Foundation –säätien palkinnon ”Commendable Design Concept Award” voittaja.



Erinomainen suorituskyky ja nostoalue

Oxfordin muotoilussa on otettu huomioon seuraavat keskeiset elementit:

Ergonomiset näkökohdat

- laite on yksinkertainen ja turvallinen käyttää

Painopiste tapaturmien ehkäisyllä

- varmistetaan että lisäämme sellaisia toimintoja, joiden avulla potilaan siirtäminen on turvallista

Inhimilliset tekijät

- huomio on kiinnitetty keskeisten toimintojen, kuten kahvojen ja akkuyksikön sijoittamiseen



Kompaktin kokoinen nostin, jonka avulla pääset lähemmäksi

Advancen ainutlaatuisen, joutsenen kaulan muotoiseksi työstettyjen jalasten ansiosta nostimella pääsee lähelle leveääkin estettä. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen kun vastassa on iso tuoli, suurikokoinen alusastia tai pyörätuoli.

Joutsenkaulamutooilun ansiosta asiakas tuntee olonsa turvallisemmaksi siirtojen aikana.



Pieni ja silti uskomattoman suorituskykyinen

Advance on pienikokoinen ja silti se kykenee hyvinkin erilaisiin siirto-
toimenpiteisiin. Advance selviää helposti niin nostoista lattian tasolta
kuin sairaala- tai kotivuoteelta.

Keskeisiä mittoja:

Nostoalue 390-1 690 mm

Maavara 115 mm

Max. kuormitus 155 kg

Mitta kokoonlaitettuna:

Korkeus 430 mm

Pituus 1180 mm

Leveys 550 mm



Poikkeuksellisen monitaitoinen

Oxfordin Advance -potilasnostin merkitsee todellista askelta eteenpäin nostin-ten muotoilussa ja suorituskyvyssä. Siinä on käytetty viimeisintä muotoilua ja valmistusteknologiaa, jolla varmistetaan, että se on tyylikkään ja toiminnallisin nostin luokassaan. Tällä suorituskyvyllä Advancen luulisi olevan iso ja painava. Se on kuitenkin sekä pieni että ketterä.



Advancen suorituskyky on todella erinomainen. Heti kun liikutat tai käytät Advancea vakuutat siitä, että jokainen sen yksityiskohta on tarkkaan harkittu pikkutarkan muotoilun aikana. Lisäksi Advance soveltuu käyttöön siellä missä tilaa ja säilytystilaa on niukasti. Se on erityisen hyödyllinen kotioloissa ja pienissä hoitolaitoksissa, joissa tilaa ei aina ole kovin paljon.



Muita hyödyllisiä ominaisuuksia


Kolmionmuotoinen taitettu muoto

Tällä ominaisuudella on kaksi hyvin tärkeää funktiota:

- 1) Nostin seisoo itse paikallaan säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
- 2) Nostimen voi jättää turvallisesti tietäen ettei se kaadu.



Jalkapainike on suunniteltu vähentämään voimaa jota tarvitaan paikallaan olevan nostimen liikuttamiseksi eteenpäin.



Suuri kahva auttaa asettamaan nostimen oikeaan asentoon ennen käyttöä.

Helppo kuljettaa ja säilyttää

Toisin kuin muut markkinoilla olevat laitteet, Advance ei tarvitse erikoistyökaluja taittuakseen. Tämä toiminto antaa aktiivisille käyttäjille mahdollisuuden kulkea oman kotinsa rajoitteiden ulkopuolelle.



Oxford Advancen tekniset tiedot:

Mitat kokoontaitettuna	
Korkeus	450 mm
Syvyys	1180 mm
Leveys	550 mm
Nostohaarukan max. korkeus	169 mm
Nostotanko min. korkeus (käytettävissä)	390 mm
Korkeus max. nostokorkeudessa	1170 mm
Ulottuvuus max. korkeudessa	650 mm
Ulottuvuus min. korkeudessa	350 mm
Max. ulottuvuus *	835 mm
Kääntösäde	1420 mm
Jalaket avoinna – ulkoleveys	1080 mm
Jalaket avoinna – sisäleveys	1000 mm
Jalaket suljettuna – ulkoleveys	670 mm
Jalaket suljettuna – sisäleveys	570 mm
Jalasten korkeus	1150 mm
Maavara	30 mm
Kaksoisetupyörät	75 mm
Jarrulliset takapyörät	100 mm
* Ulottuvuus = nostohaarukan keskiosan suhde nostomaston etuosaan	

Sähköinen malli	Paino / Pituus
Max. kuormitus	155 kg
Max. pituus	1300 mm
Min. pituus	1250 mm
Max. korkeus	1860 mm
Min. korkeus	1360 mm
Painot	
Masto, pohja ja puomi	28,9 kg
Akut	2,8 kg
Yhteensä	31,7 kg
Pohja koottuna (ei sisällä akkuja)	14,9 kg
Nostomasto ja puomi (ei sisällä akkuja)	14,0 kg
Tekniset tiedot voivat vaihdella valmistutoleranssin vuoksi	