



NOSTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

PEHMUSTETTU LANTIOTUKI

PEHMUSTETTU LANTIOTUKI

Lantiotuen tarkoitus on estää potilaan liukuminen eteenpäin hänen ollessaan istuma-asennossa. Lantiotuki pitää lantion kiinni selkänojassa. Tuki on pehmustettu ja sen sisäkangas on vedenpitävää ja hengittävää materiaalia. Lantiotuki kiinnitetään tuolin selkänojan ympäri muovisoljella. Tuote voidaan pestä 70 asteessa.

Koot S, M ja L.



Tuotetiedot	Pehmustettu lantiotuki		
Koodi	CPCF2HP-PF-S	CPCF2HP-PF-M	CPCF2HP-PF-L
Koko	S	M	L
Vyötärön mitta	50–80 cm	70–100 cm	90–130 cm

NAUSICAA
Medical

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

 **HALTIJA**

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi