



HALTIJA



NOSTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

TRANSFERMATTRESS -LIUKUPATJA

TRANSFERMATTRESS-LIUKUPATJA

TransferMattress on pehmustettu liukupatja, joka helpottaa makuuasennossa olevan potilaan siirtämistä vuoteiden välillä, vuoteesta suihkuvaunuun, vuoteesta röntgenalustalle jne. Sitä voidaan käyttää myös potilaan kääntämiseen vuoteessa esim. selältä vatsalleen. TransferMattress-siirtoalustaa ei saa käyttää, jos makuutasojen välillä on rako.

Materiaalit:

- Ulkopinta: 65 % polyesteri, 35 % puuvilla
- Sisäpinta: nylon
- Pehmuste: polyesteri

Maksimikuormitus: 200 kg

Lisätuotteet

Liukupatja voidaan peittää nylonisella TransferMattress Cover -suojapäällisellä tai 2Move Cover Disposable Large -kertäkäyttöpäällisellä, jotka ovat saatavilla lisätuotteina.



TransferMattress-liukupatja

| Tuotekoodi | Koko (cm) |
|------------|-----------|
| IM60/195 | 60 x 195 |

TransferMattress Cover -suojapäällinen

| Tuotekoodi | Koko (cm) |
|------------|-----------|
| IM60220N | 60 x 220 |

2Move Cover Disposable Large -kertäkäyttöpäällinen

| Tuotekoodi | Koko (cm) | Kpl/rulla |
|------------|-----------------|-----------|
| IM4034 | Large, 60 x 200 | 40 |

immedia
a part of Etac

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

 **HALTIJA**

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi