



KUNTOUTUKSEN VÄLINEET

TUOTEVALIKOIMA



HALTIJA



HALTIJA auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa rajoitteista huolimatta.

HALTIJA on suomalainen laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija-ryhmän muodostavat Suomen apuvälinealan edelläkävijät ja alansa huiput.

Olemme luotettava ja aito kumppani kaikille alan toimijoille koosta riippumatta. Haltija toimii sopimustuottajana useille kunnille ja sairaanhoitopiireille ympäri Suomen. Lisäksi Haltijan asiakkaina on maan johtavia yksityisiä hoiva-alan yhtiöitä

sekä yksityisiä apuvälineiden loppukäyttäjiä.

Haltijan huoltopalvelut kattavat Suomen valtakunnallisesti. Huollamme ja korjaamme kaikenmerkkiset apuvälineet. Toiminnan laatu ja luotettavuus, sekä korkeatasoinen asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asioita. Haltijalla on koko maan kattava asiantuntijamyynnin verkosto ja yhdeksän toimipistettä.

SISÄLTÖ

01 MOTOMED	5
Mallisto	7
Lisäsovellukset	16
02 ERGOMETRIT JA JUOKSUMATOT	17
03 HOITOPÖYDÄT JA KIPPILAUDAT	19
04 SEISOMATELINEET	25
05 TASAPAINO	29
Harjoittelu	30
06 KÄVELYKUNTOUTUS	33
Kevennetyn kävelyn ratkaisut	34
Nojapuut ja harjoitusportaat	35
07 KÄSITERAPIA	36
08 AIREX-MATOT	38
09 HOITOTYYNYT JA PAINOPUSSIT	42
10 HIERONTATARVIKKEET	45
11 FYSIKAALISET HOIDOT	47
Kylmä- ja lämpöhoito	48
Ultraääni ja sähkö	51
Urheilu- ja kinesioiteipit	52
Mobilisointi ja faskiakäsittely	53
12 KULMA- JA VOIMAMITTARIT	55
13 HARJOITTELU- JA TERAPIAVÄLINEET	58
Käsi- ja tarrapainot	59
Jumppakuminauhat	60
Terapia- ja jumppapallot	62
Pilates ja kehonhallinta	63
Laitteet ja kalusteet	66
Allasterapia	67
14 ANATOMISET TAULUT JA MALLIT	68
HALTIJAN HUOLTOPALVELUT	71
HALTIJAN LEASINGSOPIMUS	72
TUOTELUETTELO	73

KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEET



” Ei ole mitään muuta lääkettä, joka aikaansaa niin monia positiivisia vaikutuksia niin vähin sivuvaikutuksin, kuin oikein annosteltu fyysinen aktiivisuus.

– professori, Wildor Hollmann, Sportmedizin in Deutschland, perustaja

Kuntoväline Oy:n pitkä ja perinteikäs, jo 70-luvulta alkanut historia on nivoutunut nyt osaksi Haltija Group Oy:tä. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme samalla innostuksella ja ammattitaidolla Kuntovälineen tunnettuja

tuotebrändejä edustaen. Laajentuneesta valikoimastamme löytyy yksittäisiä välineratkaisuja tai välinekokonaisuuksia moneen eri yksilöllisen kuntoutuksen vaiheeseen sekä ryhmäliikuntaan.





MOTOMed tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kehittää toimintakykyään rajoitteista riippumatta: turvallisesti, intuitiivisesti ja moottoriavusteisesti.

Vuosien saatossa MOTOMed laitteet ovat vakiinnuttaneet paikkansa yhtenä tärkeimpänä harjoitusterapialaitteena etenkin neurologisilla ja geriatrisilla kuntoutusosastoilla.

Haltija jatkaa Kuntoväline Oy:n jo 90-luvulla aloitettua ansiokasta työtä MOTOMedien maahan-
tuoja ja jälleenmyyjänä.



Miksi MOTOMed?

MOTOMedillä voidaan harjoitella passiivisesti, moottoriavusteisesti tai aktiivisesti oman kunnon ja tavoitteiden mukaan. MOTOMed-laitteet ovat helposti omaksuttavissa ja käyttö on hyvin yksinkertaista. Merkittävimpänä etuna on moottorin tuottama tarpeeksi suuri liikeannos heille, joiden itsenäinen toimintakyky on rajoittunut. Jo pelkällä moottorin tekemällä liikkeellä saadaan aikaan merkittäviä terveyshyötyjä etenkin pyörätuoli- ja vuodepotilaille.

Fyysisen aktiivisuuden tuottamat fyysiset, psykiset ja sosiaaliset hyötytekijät eivät katoa rajoitteiden tai ikääntymisen seurauksena. Liike ja liikkuminen ovat tärkeitä meille kaikille rajoitteista ja ennakkoluuloista riippumatta. Liikkumattomuus tuo mukanaan paljon nopeasti kumuloituvia negatiivisia terveysvaikutuksia ja sairauksia.

MOTOMed tarjoaa monipuolisuutensa ansiosta oivan vaihtoehdon liikkumattomuuden hoitoon sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen iästä ja toimintakykytasosta riippumatta. Oikein annosteltuna liike on kehon ja mielen lääke ilman lääkkeen sivuvaikutuksia. Toimintakyvyn rajoitteet ja ikääntyminen eivät ole esteitä vaan haasteita, joihin MOTOMed on valmis vastaamaan.

Mitä hyötyä MOTOMedistä on?

MOTOMedin vaikutuksista on tehty monia tutkimuksia. Tieteellisten tutkimusten mukaan MOTOMedin positiivisia vasteita ovat olleet mm. spastisuuden lievittyminen, lihastonuksen pieneminen, nivelten liikerajoitusten väheneminen ja ehkäiseminen, nivelten liikkuvuuden paranemi-

nen, aineenvaihdunnan, verenkierron ja perifeeristen tuntemusten tehostuminen (ihon kunto ↑, kylmät raajat ↓, verihyytymät ↓, suoliston toiminta ↑, raajojen nestekertymät ↓, verenpaine ↓) sekä lihasvoiman, koordinaatio- ja kävelykyvyn paraneminen aktiivisesti poljettaessa. Pyydä lisätietoja tutkimuksista!

Toimintakyvyn rajoitteet ja ikääntyminen eivät ole esteitä vaan haasteita, joihin MOTOMed on valmis vastaamaan.

Kenelle MOTOMed soveltuu?

- ◆ Ikääntyneet ja lapset
- ◆ Neurologiset sairaudet (MS- ja AVH-potilaat, CP- ja selkäydinvamma, hemi-, para- ja tetraplegia, spastiset halvauspotilaat, parkinson, muut neurologiset sairaudet iästä riippumatta)
- ◆ Ortopedinen kuntoutus (ennaltaehkäisy ja leikkausten jälkeinen kuntoutus)
- ◆ Vuodepotilaat (Vuode-, teho- ja dialyysiosastot)

MOTOMed-mallistosta löytyy soveltuvat vaihtoehdot kaikille kohderyhmille.

Pyydä tarjous ja lisätietoja. Löydetään yhdessä parhaiten soveltuva vaihtoehto!


MOTomed Loop

MOTomed loop -mallit edustavat tulevaisuuden liiket-
rapiaa istuma-asennossa. Uuden muotoilun ja digitaalisen
älyn ansiosta käyttäjät saavat kokea täysin uudenlaisen
MOTomed-liiketerapian. MOTomed loop on monipuol-
linen ja helpottaa terapia- ja hoitohenkilöstön arkipäivää.

Uuden ja innovatiivisen korkeudensäädön ansiosta käyt-
täjät voivat säätää MOTomed loop -mallien korkeutta
vaivattomasti ilman työkaluja. Korkeudensäätö laajentaa
ihanteellisella tavalla istumismahdollisuuksia MOTO-
med-liiketerapian yhteydessä: MOTomed loopin käyttä-
jät voivat harjoitella aktiivipyörätuolista, sähköpyörätuo-
listä, hoitopyörätuolista, istuinkaukalosta tai tuolista käsin.
Käyttäjä voi säätää yksilöllisesti myös käsivarsien ja varta-
lon kulman. Tämä mahdollistaa hartia-, niska- ja selkäli-
hasten optimaalisen harjoittelun.

MOTomed® loop -harjoitusyksiköt:

- MOTomed® loop.l jalkaharjoitusyksikkö (260.010)
- MOTomed® loop.a käsiharjoitusyksikkö (260.020)
- MOTomed® loop.la jalka- tai käsiharjoitusyksikkö (260.030)



MOTomed loop.la prof (260.039)

MOTomed Professional -sarjassa on monipuoliseen kli-
nikka- ja laitospäyttöön räätälöityjä malleja. Vankka teräs-
rakenne tekee Professional-tuotteista kulutusta kestäviä
ja kattavat varusteet erityisen monipuolisia käytössä.

Loop.la prof -jalka- tai käsiharjoitusyksikkö täydentää
sekä laitoksessa että avohoidossa olevien potilaiden kun-
toutusta. MOTomed-liiketerapia tukee hoitoprosessia
räätälöidyllä kestävyys-, lihasvoima- ja koordinaatiohar-
joittelulla. Sen avulla voidaan ehkäistä ja parantaa potilai-
den liikunnan puutteesta aiheutuvia oireita ja kipua.

MOTomed loop.la prof -mallin erikoisvarustus

- Muovipäällysteiset turvalliset jalkaohjaimet
- Sääriohjaimet, joissa on muovipäällysteiset pohjetuet ja desinfiointavat kiinnitysnauhat
- QuickFix: Itse käytettävä jalkojen kiinnitys
- Muovipäällysteiset käsikahvat pikalukituksen avulla
- Kaasujousella kevennetty korkeudensäätö
- Polkimien kammien pituuden pikasäätö (jalkaharjoitin, pari)

MOTomed Loop

MOTomed loop light

MOTomed loop light sisältää kaikki turvallisen liiketerapian tärkeät toiminnot.

MOTomed® loop light -harjoitusyksiköt:

- MOTomed® loop light.la jalka- tai käsiharjoitusyksikkö (260.120)



MOTomed loop parkinson

Säännöllinen liiketerapia ja asianmukainen lääkitys muodostavat nykyisen Parkinsonin taudin hoidon kulmakivet. MOTomed loop p -mallissa on ohjelmistolla ohjautuva moottori, joka mahdollistaa liikeharjoittelun suurilla pyörimisnopeuksilla. Käyttäjät voivat antaa laitteen liikuttaa itseään tai harjoitella aktiivisesti mukana.

Niin kutsutun pakotetun liikkeen on havaittu vaikuttavan myönteisesti käyttäjien kävelykykyyn, tasapainoon, akinesiaan, hienomotoriikkaan ja ryhtiin. Säännöllinen harjoittelu MOTomed loop p -laitteella lieventää myös Parkinsoniin liittyviä oireita, kuten vapisevia ja jäykkiä lihaksia.

MOTomed® loop p -harjoitusyksiköt:

- M MOTomed® loop p.l, parkinson, jalkaharjoitusyksikkö (90 rpm) (260.040)
- MOTomed® loop p.la, parkinson, jalka- tai käsiharjoitusyksikkö (90 rpm) (260.060)



MOTomed loop kidz

MOTomed loop kidz tarjoaa leikkisää kestävyys-, voima- ja symmetriaharjoittelua lapsille ja nuorille (140:cm pituudesta alkaen). Sen avulla liikuntarajoitteiset käyttäjät voivat kokea liikettä, riemua ja hyvää oloa. MOTomed loop kidzin käyttöliittymä on lapsistävällinen.

MOTomed® loop kidz -harjoitusyksiköt:

- MOTomed® loop kidz.l, lapset, jalkaharjoitusyksikkö (260.070)
- MOTomed® loop kidz.a, lapset, käsiharjoitusyksikkö (260.080)
- MOTomed® loop kidz.la, lapset, jalka- tai käsiharjoitusyksikkö (260.090)



MOTomed MUVI (300.000)

MOTomed MUVI on harjoitusterapialaite, joka sopii monipuolisten toimintojensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi hyvin kuntoutuskeskuksiin ja osastokäyttöön. MUVilla voidaan harjoitella jalkoja ja käsiä yhtä aikaa, jolloin terapia-aika saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. MUVI säätyy helposti jokaiselle käyttäjälle sopivaksi ilman työkaluja. MUVIn harkittu muotoilu helpottaa laitteen pintojen puhdistusta ja desifointia.

Laitteessa on valmiit ohjelmat muun muassa voima-, kestävyys- ja rentoutusharjoitteluun sekä erilaisia pelejä ja videoita. Voit tehdä kuvasarjan USB-tikulle ja toistaa diasarjaa harjoittelun aikana. Voit myös luoda asiakkaille omia harjoitusohjelmia heidän yksilöllisten tarpeiden mukaan.



180° kääntyvä
käsiharjoitusyksikkö



PYYDÄ TARJOUS

Harjoitustiedot kuten esimerkiksi matka ja aika, sekä passiivisen ja aktiivisen harjoittelun osuus, energian kulutus, symmetria, tonus alussa ja harjoittelun lopussa näkyvät eriteltyinä.

MOTomed MUVI:ssa on suuri, kirkas ja hygieninen kosketusnäyttö. Käyttöohjevideot opastavat myös suomeksi ja tekee laitteen käytöstä helppoa.

PYYDÄ TARJOUS

180° kääntyvä
käsiharjoitusyksikkö



MOTomed Gracile12 (594.003)

MOTomed Gracile12 on harjoitusterapialaite lapsille ja pienille aikuisille. Gracile12 kasvaa lapsen mukana. Polkuyksikön korkeutta voidaan säätää asteittain ilman työkaluja (26–46 cm). Ohjainyksikön korkeutta voidaan säätää portaattomasti. Poljinleveys on Gracilessa kapeampi (12 cm) kuin muissa polkulaitteissa. Tämä vähentää pienikokoisten käyttäjien lonkka- ja polvinivelien kuormittumista.

Lapsille tarkoitettua laitetta voivat käyttää myös teini-ikäiset tai jopa pienikokoiset aikuiset (pituus >90 cm). Lisäksi aikuisten lisävarusteet kuten jalkakuoret voidaan asentaa lasten laitteeseen. Gracile12 on saatavilla joko jalkaharjoitteluyksiköllä tai käsi- ja jalkaharjoitusyhdistelmällä. Saatavilla lukuisia lisävarusteita (s. 10).

Layson

Liiketerapiaa makuuasennossa

MOTOMed layson -mallien oransseja säätöpyöriä ja -painikkeita on selkeä käyttää. Käyttöelementtien lukumäärä on minimoitu, mikä mahdollistaa hoitohenkilöstön tehokkaan toiminnan laitoksen arjessa. Toiminnot ja ohjelmat asetetaan suoraan kosketusvärinäytöltä.

Kaasujousitetun korkeudensäätötoiminnon avulla hoitohenkilöstö voi asettaa MOTOMed laysonin korkeuden portaattomasti ja vaivattomasti. Vapaasti kääntyvien pyörien ansiosta sitä on helppo ja joustava siirtää. Hoitohenkilöstö mukauttaa MOTOMed-liiketerapialaitteen intuitiivisesti ja vain muutamalla käden liikkeellä vastaamaan optimaalisesti potilaan tarpeita. Kätevä lattialukitus takaa MOTOMed laysonin turvallisen ja tukevan asennon.

Tarpeista ja mahdollisuuksista riippuen hoitohenkilöstö voi ajaa MOTOMed layson.la -mallin kolmesta eri asennostavuoteen luo: edestä ja sivulta – vasemmalta tai oikealta. Pitkittäistuen leveyttä voidaan säätää samaan tapaan kuin levitettävien jalkojen.

Tehohoito ja varhainen mobilisointi

MOTOMed-liiketerapian käyttö tehohoidossa ja kuntoutuksen aloittamiseksi mahdollisimman varhain voi auttaa parantamaan potilaiden terveydentilaa huomattavasti. Vuodepotilaat voivat suorittaa liiketerapiaa passiivisesti, moottoriavusteisesti tai aktiivisesti suoraan vuoteesta tai hoitopöydältä. Yleisten hoitovaikutusten, kuten liikkuvuuden edistämisen, lihastonuksen tasapainottamisen tai verenkierron parantamisen lisäksi MOTOMed layson edistää hengityslaitteesta vieroittautumista ja hemodialyysia. MOTOMedliiketerapia voi lyhentää tehohoidon tarvetta.



PYydÄ TARJOUS

Professional-sarjan MOTOMed layson -mallin tarkalleen räätälöity varustus perustuu RECK-yhtiön monivuotiseen kokemukseen.

MOTOMed layson.la prof -mallin erikoisvarustus

- TrainCare muovipäällysteisillä jalkaohjaimilla
- Jalkojen etäisyyden säätö
- Polven taivutuksen säätö
- Irrotettava värikosketusnäyttö
- Desinfitoitavat kahvat ja kyynärvarsikaukalot, joissa molemmissa kiertokammet ja pikavaihto-ominaisuus
- Kaikki kiinnityshihnat on valmistettu elastomeereista ja voidaan desinfioida



Lisävarusteet | Jalkaharjoittelu | Loop & Gracile12




Päkiän pikalukitus
Tuotekoodi: 506.000




Poljentasäteen pikasäätö
Tuotekoodi: 507.000



Säätimet
Tuotekoodi: 302.000



Muovipinnoitteiset polkimet
Tuotekoodi: 152.000



Jalkojen kiinnitysavustin
Tuotekoodi: 549.000

Lisävarusteet | Käsiharjoittelu | Loop & Gracile12



Akt/pass käsiharjoitusyksikkö
Tuotekoodi: 250.000



Hemihanska
Tuotekoodi: 562.000




Koukkupidike
Tuotekoodi: 567.000



Rannetukikaukalot (hanskalla/ilman)
Tuotekoodi: 556.006



Käsikahvojen liikesäteen pikasäätö
Tuotekoodi: 507.050



Käsikampien kääninmekanismi pikalukolla Tuotekoodi: 554.000



Pystykahvat
Tuotekoodi: 557.000



Tetrakahvat
Tuotekoodi: 555.000



Ergo-käsikahvat
Tuotekoodi: 371.000

Lisävarusteet | Pyörätuoli





























Kippausestokehikko
Tuotekoodi: 100.000










Kippausestokoukut kelausyksiköllä
Tuotekoodi: 308.000

Harjoitteluominaisuudet

	Muvi	Loop	Prof	Light	Parkinson	Kidz	Gracile
 Jalkaharjoittelu	 muvi	 loop.l*	 loop.la prof	 loop light.la	 loop p.l*	 loop kidz.l*	 gracile12 [l]*
 Jalka- ja/tai käsiharjoittelu	 muvi	 loop.la	 loop.la prof	 loop light.la	 loop p.la	 loop kidz.la	 gracile12 [la]
 Käsiharjoittelu	 muvi	 loop.a*	 loop.la prof	 loop light.la	 loop p.la	 loop kidz.a*	 gracile12 [la]
 Yhtäaikainen liike	 muvi						

LAYSON

	Layson	Layson Prof	Layson Kidz
 Jalkaharjoittelu	 layson.l		 layson kidz.l
 Jalka- ja/tai käsiharjoittelu	 layson.la	 layson.la prof	 layson kidz.la

Ominaisuudet ja varustelu

	MOTomed muvi	MOTomed loop.l	MOTomed loop.la	MOTomed loop.a	MOTomed loop light.la	MOTomed loop p.l	MOTomed loop p.la	MOTomed loop.la prof
Päivityspaketti: Voidaan täydentää jalkojen tai käsien harjoittimella		●		●		●		
Yhtäaikainen liiketerapia (jalkojen ja käsien samanaikainen liike)	●							
Värikosketusnäyttö, kokoonaitettava ja kaltevuussäädettävä, Koko 16:9 = 7 "		●	●	●	●	●	●	●
Väri näyttö kosketuspainikkeilla, kaltevuussäädettävä Koko 26,1 cm x 16,3 cm = 12,1"	●							
Väri näyttö kosketuspainikkeilla Koko 11,3 cm x 8,4 cm = 5,7"								
Nopeus (passiivinen) 1–60 kierr./min	●	●	●	●	●			●
Nopeus (passiivinen) 1–90 kierr./min						●	●	
Jalkaharjoittelu (passiivinen, avustettu, aktiivinen)	●	●	●	●	●	●	●	●
Käsiharjoittelu (passiivinen, avustettu, aktiivinen)	●		●	●	●		●	●
Vaihtaminen jalka- ja käsiharjoittelun välillä koskettamalla, ohjelmistolla ohjatusti			●		●		●	●
Käyttöpainikkeiden joustava sijoittaminen näytöllä (ala-, vasen tai oikea reuna)	●							
Symmetriaharjoittelun näyttö palkkikaavion muodossa								
Symmetriaharjoittelun näyttö animaation muodossa	●	●	●	●	●	●	●	●
Terapiaohjelmat	●	●	●	●		●	●	●
Pelit/motivointiohjelmat	●	●	●	●		●	●	●
Videot	●							
USB-liitäntä ja sarjaliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●
Ilman työkaluja korkeussäädettävä jalkaharjoitin		●	●		●	●	●	●
Ilman työkaluja korkeussäädettävä käsiharjoitin	●		●	●	●		●	●
Muovipäällysteiset turvajalkakaukalot	●	●	●		○	●	●	●
Pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet	○	○	○		○	○	○	●
Itse käytettävät jalkapidikkeet	○	○	○		○	○	○	●
Pyörätuolin vakauttaja	○	○	○	○	○	○	○	○
Poljinsäteen pikasäätö	○	○	○		○	○	○	●
Rannemansetti käden kiinnitykseen	○		○	○	○		○	○
Käsिमansetilla varustetut kynärvarsikaukalot	○		○	○	○		○	○
Tetra-käsi kahvat	○		○	○	○		○	○

Bike Labyrinth

Bike Labyrinthin avulla käyttäjä, jolle ulkotiloissa pyöräily ei ole enää mahdollista, pääsee interaktiivisille virtuaalisille pyöräretkille. Bike Labyrinth lisää harjoittelun iloa edistämällä siten hyvää elämänlaatua.

Sisältää

- 43" näyttö, siirrettävä TV-jalusta, tietokone ja Bike Labyrinth -ohjelmisto, ohjausyksikkö.
- 12 vapaasti valittavaa reittivideoa.



Muut sovellukset

SAM-sirukorttijärjestelmä


Käyttäjakohtaisten harjoitusohjelmien luontiin, harjoitustietojen seurantaan ja dokumentointiin ja yksittäisen harjoituskerran parametrien (vastukset, nopeudet ym.) määrittämiseen. Tuotekoodi: 230.000.

Cardio16

Cardio16-sovellus säätelee automaattisesti MOTOMedin moottorien kierrosnopeutta ja vastusta käyttäjän sykkeeseen perustuen. Saatavilla joko korva- (275.000)- tai vyöanturilla (276.000).

Pelit (PC-kytkentä)

Kaksi tietokonepeliä "Extreme Tux Racer" ja "SuperTux-Kart" pelattavaksi MOTOMedilla. Sisältää tietokoneohjelman ja tarvittavat liitäntäjohdot. Tuotekoodi: 237.000.












ERGOMETRIT JA JUOKSUMATOT

02



Tunturin laadukkaat kuntolaitteet tarpeittesi mukaan niin yksilö- kuin yhteisökäyttöön. Mallistosta löytyy vaihtoehtoja sekä perusharjoitteluun että vaativampaan testikäyttöön. Pyydä mallikohtainen esite, tarjous sekä kysy lisätietoja vaatimusten mukaan.

Hyvä	Parempi	Paras
Kuntopyörät		
	 <p data-bbox="590 766 901 792">E80 Endurance (17TBE80000)</p>	 <p data-bbox="1021 766 1324 792">Platinum PRO (14PTUB2000)</p>
Rekumbentit		
 <p data-bbox="159 1395 518 1422">E50-R Performance (17TBR50000)</p>	 <p data-bbox="590 1395 933 1422">E80-R Endurance (17TBR80000)</p>	 <p data-bbox="1021 1395 1364 1422">Platinum Rec PRO (14PTRB2000)</p>
Juoksumatot		
 <p data-bbox="159 1960 502 2049">T60 Performance (17TRN60000) Lisävarusteena: Pitkät sivukaiteet (17TRNRH400)</p>	 <p data-bbox="590 1960 933 2049">T80 Endurance (17TRN80000) Lisävarusteena: Pitkät sivukaiteet (17TRNRH400)</p>	 <p data-bbox="1021 2022 1372 2049">Platinum jmat PRO (14PTTR2000)</p>

HOITOPÖYDÄT JA KIPPILAUDAT

03



Huippulaadukkaat italialaiset hoitopöydät ja kippilaudat. Lukuisat lisävarusteet mahdollistavat vaativammankin käytön. Hoitopöydät ja kippilaudat räätälöidään aina toiveiden mukaisesti.

MarcusLine-kippilauta

Laajalti muokattava kippilauta

Monipuolisesti, tarpeidesi mukaan muunneltava kippilauta. LT41-malli sopii irrotettavan päätyosan ansiosta niin aikuisille kuin lapsillekin. LT42-malli on tarkoitettu vain lapsille. Korkeutta voi säätää ja kallistaa maksimissaan 90°. Laaja valikoima muokausvaihtoehtoja ja lisävarusteita.

Rakenna oma mallisi

Tuotteen lopullinen malli riippuu valituista vaihtoehdoista, jotka on kuvailtu seuraavan sivun taulukossa. Mallikoodi muokkautuu valittujen optioiden mukaan.



Nimike	Marcus Line LT41	Marcus Line LT42
Kohderyhmä	Aikuiset ja lapset	Lapset
Leveys	60/75 cm	60/75 cm
Pituus (jalkalauta-mallista riippuen)	182–203 cm* / 191–197 cm**	115–136 cm* / 124–130 cm**
Korkeus	56 cm	56 cm
Maksimikäyttäjä-paino	180 kg (sähköinen) 135 kg (hydraulinen)	180 kg (sähköinen) 135 kg (hydraulinen)
Maksimikäyttäjä-pituus	205 cm	135 cm
Kallistuksen säätö	Sähköinen/ hydraulinen	Sähköinen/ hydraulinen
Virtalähde	Verkkovirta/akku	Verkkovirta/akku
Renkaiden halkaisija	125 mm	125 mm
Pehmusteiden paksuus	30 mm	30 mm
Paino	65 kg	55 kg

* Yhtenäinen jalkalauta
** Erilliset jalkalaudat



MarcusLine-kippilauta

Varustevaihtoehdot

Mallikoodi

L	T	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Koodi

Optio

Potilaan asento

1	Päätösalla (aikuisille ja lapsille)
2	Ilman päätösaa (lapsille)

Kallistuksen säätö

E	Sähköinen verkkovirralla
B	Sähköinen 24V akulla
H	Hydraulinen männällä

Ohjaintyyppi

A	Sähköinen jalkakytkimellä
D	Sähköinen käsiohjaimella
G	Sähköinen kaksoisohjaimella
C	Hydraulinen polkimella

Jalansijat

1	Yhtenäinen jalkalauta (pituussäätö)
2	Erilliset jalkalaudat (kulmasäätö)
3	Erilliset jalkalaudat (kulma- ja pituussäätö)

Osien sisäleveys

060	60 cm
075	75 cm

Synteettisen nahkan tyyppi

W	Giotto collection
---	-------------------

Väri

A	N	8	7	K	S	9	4	T	1	6	E
Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P



Mallikoodi (esimerkki)

L	T	4	1	B	G	2	0	6	0	W	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Mallikoodi (esimerkki)

L	T	4	2	H	C	1	0	6	0	W	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lisävarusteet | MarcusLine-kippilauta



Kiinnitysremmi (AC0005)



Kiinnitysremmin leveä pehmuste (AC0006)



Kapea pehmustettu kiinnitysremmi (AC0560)



Leveä pehmustettu kiinnitysremmi jalkoihin (AC0088)



Muotoiltu, jäykkä kiinnitysremmi Tuotekoodi laudan leveyden mukaan:
60 cm leveä AC0913
75 cm leveä AC0947



Erilliset kiinnitysremmit jalkoihin (AC0561)



Jalkojen kiinnitysremmien ohjain (korkeussäädettävä) (AC0912)



Pehmustetuki alaraajojen väliin (abduktiotuki) (AC0911)



Muotoillut kylkituet (AC0919)



Pehmustetut kylkituet (AC0922.W_)



Kynärtuet (AC0921)



Kädensijat (AC0920)



Pehmustettu niskatuki (AC0949.W_)



Säädettävä pöytä
Tuotekoodi laudan leveyden mukaan:
60 cm leveä AC0914.060
75 cm leveä AC0914.075



Rintakehätki (AC0909.036.W_)



Päätöosan pehmuste (AC0918.1W_)

LT2B12-kippilauta

Korkeussäädettävä kippilauta staattisiin asentoharjoitukseen makuulla tai jopa 90° pystyasennossa. Sähkösäätöinen kallistus, reaaliaikaista kallistuskulmaa voi seurata kippilautaan integroidusta kulmamittarista.

Korkeussäädön ja reiällisen sekä kaasujousella säätävän (-20° – +80°) pääosan ansiosta kippilautaa voi käyttää myös potilastutkimuksiin.



Italiassa valmistetun kippilaudan runko on tukeva ja pintamateriaali (keino nahka) laadukas. Saatavilla eri väreissä. Sisältää neljä kuljetuspyörää, joista kolme pyörää on lukittavia ja yksi pyörä suuntalukittava. Erikseen säätävät jalkalaudat +/-20°.

Kiinnitysremmit tilattavissa erikseen tarpeen mukaisesti.

Suositus: Vähintään kaksi tai kolme kiinnitysremmiä ja yksi leveä pehmuste.

HUOM! Saatavilla myös verkkovirtatoimisena (mallikoodi LT2E12)



Tuotetiedot	LT2B12 / LT2E12
Mitat (LxP)	60x205 cm
Maksimikäyttäjäpaino	140 kg
Maksimikäyttäjäpituus	200 cm
Kallistuksen säätö	Sähköinen
Korkeussäätö	56–106 cm
Virtalähde	Akku / verkkovirta
Renkaiden halkaisija	125 mm
Pehmusteen paksuus	30 mm
Paino	100 kg
Väri vaihtoehdot	24



Lisävarusteet



Kiinnitysremmi (AC0005)



Kiinnitysremmin leveä pehmuste (AC0006)



Muotoillut kylkituet (AC0003)



Pehmustetut kylkituet (AC0517)



Kädensijat (AC0004)



Kynnärtuet (AC0090)



Säädettävä pöytä (AC0081)



Hengitysaukon tulppa (AC0020.Wx)

Bobath-hoitopöytä

Voit tilata juuri tarpeisiisi sopivan hoitopöydän, sillä muokausvaihtoehtoja ja lisävarusteita on useita.



Rakenna oma mallisi

Kaikkiin pöytiin kuuluu keskuslukittavat pyörät. Perusmallissa on yksi jalkakytkin. Saatavilla myös kahdella säätökivimellä.

Tuotteen lopullinen malli riippuu valituista vaihtoehdoista, jotka on kuvailtu viereisessä taulukossa. Mallin koodi muokkautuu valittujen optioiden mukaan.

Tuotetiedot	BOBATH
Pituus	200 cm
Korkeus	47–97 cm
Max käyttäjäpaino	250 kg
Verkkovirta	220V 50-60Hz / 24V 70VA
Pyörien halkaisija	65 mm
Pehmusteen paksuus	30 mm
Tiheys	30 kg/m ³
Paino	93–156 kg

Varustevaihtoehdot

Mallin koodi

L	B	4	1				W	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Koodi	Optio
-------	-------

Leveys

1	100 cm	5
2	120 cm	
3	150 cm	
4	200 cm	

Korkeuden säätö

A	Sähköinen jalkakytkin	6
D	Sähköinen käsikytkin	
G	Sähköinen kaksoisohjaimella	

Muut valinnat

2	Kuljetuspyörät keskuslukituksella	7
3	Sivukaiteet (vain 100/120 cm -malleihin)	
4	Kuljetuspyörät ja sivukaiteet	

Väri

A	H	8	7	K	S	L	4	T	1	6	E	9
Z	G	F	H	9	Q	R	2	3	L	M	P	



Pystyasento on tärkeä osa hyvinvointiamme. Seisominen kuormittaa tuki-, liikunta- ja hengityselimistöämme monipuolisesti ja näin ylläpitää toimintakykyämme.

Hyvän seisoma-asennon saavuttaminen ei aina ole mahdollista ilman apuvälineitä. Pääsy pystyasentoon seisomatalineen avulla on tärkeää pyörätuolin käyttäjille sekä ikääntyneille, jotka liikkuvat vähän. Istumisen ja liikkumattomuuden seurauksena luut eivät saa riittävää kuormitusta. Tällöin riski osteoporoosiin eli luukatoon ja murtumien syntyyn kasvaa.

Pitkäaikaisen istumisen sekä liikkumisen vähentymisen seurauksena etenkin alaraajojen lihaskireydet lisääntyvät ja lihasvoimat heikkenevät. Tämä vaikeuttaa omatoimista liikkumista ja toimimista.

Pitkäaikainen istuminen altistaa kehon virheasenoille sekä iho-ongelmille. Pystyasennossa istuinpaine saadaan poistetuksi riskialueilta, joten seisomaharjoittelulla on tärkeä merkitys painehaavojen synnyn ehkäisyssä.

Pystyasento ja liikkuminen vaikuttaa positiivisesti suolen toimintaan ja virtsaneritykseen. Seisominen kehittää hengityselimistöme toimintaa ja edistää siten myös limaneritystä. Näin saadaan vähennettyä keuhkoinfektioiden ja keuhkokuumeen riskiä.

EasyStand Evolv

EasyStand Evolv on seisomateline, jossa pystyyn nousu tapahtuu luonnollisen istumasta seisomaan liikkeen kautta. EasyStand Evolvilla seisomaannousu on telineen käyttäjälle miellyttävää, turvallista ja hyvin tuettua. Nousun voi lopettaa haluttuun asentoon jos esimerkiksi lonkissa ja polvilla on liikerajoituksia.

Helppokäyttöinen EasyStand sopii monenlaisiin käyttöympäristöihin ja tarpeisiin. Säädot tapahtuvat ilman työkaluja. Evolv-seisomatelineeseen on helppo siirtyä suoraan pyörätuolista. Polvituen saa käännettyä pois siirtymisten tieltä ja rungon muotoilu mahdollistaa siirtymiset myös nostolaitteen avulla.

EasyStand Evolvia on saatavissa kolmea eri kokoa.



Useita lisävarusteita

Evolviin on saatavilla useita erilaisia lisävarusteita, joilla seisomatelineen saa helposti räätälöityä kullekin henkilölle sopivaksi. Esimerkiksi Shadow Tray -pöytä sopii hyvin käyttäjille, joilla on huono vartalon hallinta. Shadow Tray -pöytä tukee seisojan asentoa asennon muuttuessa istuma-asennosta seisoma-asentoon. Pöytälevy on myös käytettävissä koko ajan asennon muuttuessa ilman, että sen asentoa täytyy säätää. Muita suosittuja lisävarusteita ovat muun muassa selkänoja, erilliset polvituet sekä lantio- ja ylävartalotuet.

Nimike	Tuotekoodi	Käyttäjän pituus	Istuinsyvyys	Säärimitta	Istuinkorkeus lattiasta	Käyttäjän maksimipaino
Evolv M	PNG50162	122–168 cm	36–48 cm	26–46 cm	55 cm	90 kg
Evolv L	PNG50084	152–188 cm	46–58 cm	36–53 cm	55 cm	127 kg
Evolv XT	PNG50209	183–208 cm	51–64 cm	43–58 cm	60 cm	159 kg

EasyStand StrapStand Classic

EasyStand StrapStand Classic on seisomateline, jossa seisomaannous tapahtuu suoraan pyörätuolista, sängystä tai muusta istuvasta asennosta. StrapStand eroaa muista vastaavista telineistä ainutlaatuisella nousumekanismillaan, joka on suunniteltu niin, ettei polviin kohdistu suurta painetta.

StrapStand-seisomatelineessä ei ole selkänjojaa ja se mahdollistaa käyttäjän ylävartalon liikkumisen seisoma-asennossa. Laitteen säätämiseen ei tarvita työkaluja, joten StrapStand soveltuu useille eri käyttäjille esimerkiksi laitosympäristössä. Pöytälevyn sekä polvituen korkeus ja etäisyys voidaan säätää helposti.

StrapStand Classic -seisomatelineen suosittuja lisävarusteita ovat muun muassa tukivyö ylävartalolle sekä levitettävät jalaket, jotka mahdollistavat leveänkin pyörätuolin maatumisen jalasten väliin.



Nimike	Tuotekoodi	Käyttäjän pituus	Pöydän korkeussäätö (jalkatuista)	Polvituen korkeussäätö	Nostoliina (lantion taakse) mitat (K x P)	Käyttäjän maksimipaino
StrapStand Classic	P2000	152–195 cm	107–147 cm	46–53 cm	koko M 25x66 cm koko L 30x74 cm koko XL 36x81 cm	159 kg



EasyStand Glider

EasyStand Glider on ainutlaatuinen seisomateline, jossa seisomaharjoittelun lisäksi voidaan vahvistaa ylävartalon lihasvoimaa sekä ylläpitää liikkuvuutta. Käyttäjä voi itse tai avustajan kanssa liikuttaa käsikahvoja eteen ja taakse, jotka edelleen liikuttavat jalkoja vastakkaisiin suuntiin.

Istuinosan muotoilu mahdollistaa maksimaalisen lonkan ojennuksen. Vastustasoja on 12, joista voi valita omalle kunnolleen sopivimman. Gliderin leveälle istuimelle on helppo

siirtyä pyörätuolista. Käyttökahvaa eteen päin pumpaamalla istuin nousee pystyasentoon.

Glider-seisomateline on saatavana nuorten (M) ja aikuisten (L) koossa.

Nimike	Tuotekoodi	Käyttäjän pituus	Istuinsyvyys	Säärimitta	Käsikahvojen korkeus	Käyttäjän maksimipaino
Koko M	PNG50187	123–167 cm	51–64 cm	34–42 cm	62–85 cm	90 kg
Koko L	PNG50024	152–188 cm	61–74 cm	39–47 cm	61–105 cm	127 kg

Timoteos Ella

Metallirunkoisessa Ella-seisomatelineessä yhdistyvät helppokäyttöisyys, monipuoliset säädöt sekä linjakas ulkonäkö. Yksilöllisesti ja erikseen kaikkiin suuntiin säädettävät jalkalaudat sekä polvituet mahdollistavat vaativimmatkin seisoma-asennot.

Ella-seisomatelineessä voidaan seistä päin- tai selinseisonnassa. Telineen osien kääntäminen päin- ja selinseisannon välillä käy nopeasti eikä vaadi erikseen tilattavia lisäosia. Ella-seisomatelineessä saadaan asento tuettua hyvin säädettävillä sivutuilla sekä vartalovöillä. Tuotteesta on saatavana neljä kokoa, jotka kattavat käyttäjäpituudet 60–180 cm.



Tekniset tiedot	Tuotekoodi	Käyttäjän pituus	Alustan leveys	Alustan pituus	Kallistus selin- ja päinseisonnassa	Pyörän koko	Käyttäjän maksimipaino
Koko 1	9310	60–95 cm	58 cm	75 cm	0°–90°	10 cm	30 kg
Koko 2	9320	90–130 cm	58 cm	75 cm	0°–90°	10 cm	40 kg
Koko 3	9330	120–155 cm	70,2 cm	100cm	0°–90°	10 cm	55 kg
Koko 4	9340(moottorilla)	130–180 cm	75,2 cm	110 cm	0°–90°	10 cm	80 kg



Selinseisominen



Päinseisominen



90° kallistus



Helppo taittaa ja purkaa kuljettusta varten



Tasapainon staattiset ja dynaamiset harjoituslaitteet ja -välineet.

Tasapaino tarkoittaa monitahoista sensoristen aistijärjestelmien (näkö, somatosensoriikka, vestibulaari) sekä motorisen järjestelmän (lihasvoima ja koordinaatiokyky) yhteistyötä suhteessa ympäristöön ja toimintaan. Sensorisen hermojärjestelmän avulla havaitaan tasapainon menettämisen uhka. Motorinen järjestelmä vastaa tähän uhkaan aikaansaaden tarvittavan korjaavan liikkeen tasapainon säilyttämiseksi. Tasapaino tarkoittaa siis kehon asennonhallintakykyä suhteessa painovoimaan.

Karkeasti tasapaino jaotellaan staattiseen (pystyasento) ja dynaamiseen (toiminnallinen) tasapainoon. Tasapaino-ongelmat voivat ilmetä molem-

missa tai vaan toisessa toimintakokonaisuudessa ja tasapainon säilyttämisen strategiat (askel, nilkka-, lonkkastrategia) voivat olla tasapainon säilyttämisen kannalta virheelliset. Staattisen tasapainon hallinta on edellytys dynaamisen tasapainon hallinnalle.


Tasapainoon perustuva kuntoutus pyrkii vaikuttamaan niihin tasapainon vaikuttaviin mekanismeihin, joissa voidaan havaita normaalista poikkeavia ilmentymiä.

HARJOITTELU

Balance-Beam-tasapainotyyny

Airex Balance-Beam -tasapainopuomi soveltuu monipuoliseen askellus- ja tasapainoharjoitteluun.

Tuotekoodi	Koko
BALANCEBEAM	24x160x6 cm



Balance-pad-tasapainotyynyt

Airex Balance-pad -tasapainotyynyillä voidaan suorittaa monipuolisia tasapainoharjoituksia.

Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Balance-pad	BALANCEPADEP	41x50x6 cm	Sininen
Balance-pad XL	BALANCEPADXL	41x98x6 cm	Sininen
Balance-pad Elite	BALANCEPADE-LILA	41x50x6 cm	Harmaa



DynAir

Ilmatäytteinen tasapainotyyny soveltuu mainiosti tasapaino-, koordinaatio- ja lihasvoimaharjoituksiin. Harjoittelu aktivoi vartaloa tukevia syviä lihaksia.

Perusmallin lisäksi on saatavilla Dynair Senso ja Dynair Pro. DynAir Senson toinen puoli on nystyrällinen. Pro-mallin toinen puoli on kova, minkä ansiosta nilkan, jalkaterän ja polven alueen harjoituksiin saadaan lisää monipuolisuutta.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
DynAir	400200blue	33 cm	Sininen
DynAir	400200red	33 cm	Punainen
DynAir XL	400370	36 cm	Punainen
DynAir Senso	400270black	33 cm	Musta
DynAir Senso	400270turq	33 cm	Turkoosi
DynAir Pro	410360	36 cm	Oranssi

Activa Disc

Puhallettava Activa Disc soveltuu istuma- ja seisomata-sapainon, hienomotoriikan ja proprioseptiikan harjoittamiseen. Harjoittelu aktivoi vartaloa tukevia syviä lihaksia. Ilmaa on helppo lisätä (mehupilli) ja poistaa.



Tuotekoodi	Väri	Halkaisija
30.6507	Sininen	40 cm

DiscoSit

Puhallettava DiscoSit soveltuu istuma- ja seisomata-sapainon, hienomotoriikan ja proprioseptiikan harjoittamiseen. Harjoittelu aktivoi vartaloa tukevia syviä lihaksia. Ilmaa on helppo lisätä (mehupilli) ja poistaa. Tuotteen toisella puolella on nystyrät.



Tuotekoodi	Väri	Halkaisija
01.8911	Sininen	38 cm

Jumper- 3/4 pallo




- Trampoliinin ja step-laudan ominaisuudet
- "Trampoliiniefekti" mahdollistaa hyppy- ja askelharjoitteet perinteistä Bosu-palloa paremmin
- Kestävä materiaali
- Varustettu tukirenkaalla
- Jumperit voidaan pinota säilytyksen ajaksi

Nimike	Tuotekoodi	Koko
Jumper Mini	410302	36x18 cm
Jumper Iso	410200	52x24 cm

Balanza-tasapainolevy

Laudan pohjassa on kumiset ja ilmatäytteiset pallot, jotka pitävät laudan tiukasti maassa. Lauta on sopivan kiihkeä, mutta ei liian nopealiikkeinen. Monipuolisesti käytettävä lauta soveltuu kaikille tasapainoharjoittelua kaipaaville.

XXL-malli sopii käytettäväksi esim. nojapuiden välissä. Harjoittelussa vain mielikuvitus on rajana. Maksimikuormitus on 200 kg.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Balanza Mini	440420	89x43x14 cm
Balanza XXL	440421	180x60x15 cm

Balance Senso -puolipallo

Nystyröity puolipallo soveltuu esimerkiksi tasapainoradoilla käytettäväksi. Puolipallon väri vaihtelee varastotilanteen mukaan.



Tuotekoodi	Koko
465150	16 cm
465170	18,5 cm

Aero-step

Ilmatäytteinen tasapainotyyny koordinaatioharjoitukseen ja laskimoverenkierron tehostamiseen. Väri vaihtelee varastotilanteen mukaan.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Aero-step Standard	400429	46x32x8 cm
Aero-step XL	400510	51x37x8 cm

Gyms Pro Step -lauta

Tällä jäməkällä steppilaudalla harjoittelet turvallisesti kovallakin sykkeellä. Lauta pysyy tukevasti paikallaan ja se on päällystetty pitävällä kumipinnalla. Lauta on helposti säädettävissä 15, 20 ja 25 cm korkeuteen.



Tuotekoodi	Koko	Korotus
61054	97x36x25 cm	15 + 5 + 5 cm



Haltija tarjoaa monipuoliset välineet kävelyn tukemiseen, analysointiin sekä harjoitteluun.

Emme normaalisti tule ajatelleksi kuinka monitahoisesta biomekaanisesta ja kinemaattisesta prosessista kävelyssä onkaan kysymys. Kehon eri aistijärjestelmien sekä tuki- ja liikuntaelimestön on kyettävä monitahoiseen ja nopeaan yhteistyöhön. Tärkeintä on suhteuttaa yksilöllisen kävelyn vaatimukset yksilölliseen toimintaympäristöön. Liukkaus, alustan epätasaisuus, ympäröivät esteet tai muut ihmiset muokkaavat kävelyrytmiämme ja -tapaamme sekä asettavat kävelylle vaatimuksia.

Harva ihminen kykenee täydelliseen kävelyyn. Tarkoituksenmukaisempaa on selvittää, onko kävelystä havaittavissa selkeitä poikkeamia. Poikkeamat

voivat olla syitä tai seurauksia jostain tunnetusta tai tuntemattomasta yhteydestä. Poikkeamiin vaikuttaakseen on tarkasti tiedettävä miksi, miten ja milloin ongelmat ilmenevät.

Kävelykyky heikkenee selvästi ikääntymisen myötä tai kävelykyky voidaan menettää sairauden tai vamman seurauksena. Kävelykyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen on tämän päivän kuntoutuksen suurimpia haasteita ja tavoitteita. Tieto kävelyn vajavaisuuksista ohjaa kuntoutusta ja apuvälineiden tarpeen arviointia.

KEVENNETYN KÄVELYN RATKAISUT

Nostin- ja kävelykiskot

Freeway Easy Fit -nostinkehikon avulla voidaan järjestää pitkäaikainen, mutta tarvittaessa siirrettävissä oleva katonostinjärjestelmä ilman ympäröivän tilan rakenteellisia muutoksia.

Suunnittelemme ja toteutamme myös kävelykiskokokonaisuuksia. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat nostinliinat ja kävelyvyöt. Kysy lisää ja pyydä tarjous!



Tuotekoodi

TPEF

Dynamic Pacer -kävelyteline

Dynamic Pacer on monipuolinen ja helppokäyttöinen kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Sitä voidaan käyttää kasvat tai selkä menosuuntaan päin. Dynamic Pacerin ainutlaatuinen ominaisuus, dynaaminen liike, ohjaa lantion liikettä kävelyn aikana. Dynaaminen liike helpottaa kehon painonsiirtoja ja askelten ottamista. Dynamic Pacer on helppo ja nopea säätää. Siihen saadaan lisättyä monia erilaisia lisävarusteita jokaisen kävelijän yksilöllisten tarpeiden mukaan.



Tuotekoodi

PakDynPacer

Viking-kävelypöytä

Viking-kävelypöytä on helppo säätää käyttäjän mittoihin. Se antaa hyvän ja turvallisen tuen etu- ja sivusuunnassa. Kävelypöytä soveltuu myös pitkille käyttäjille, mutta madaltuu riittävästi nousun avuksi. Korkeuden säätö tapahtuu joko kaasujousella tai sähköllä.

- Kynärpehmusteiden asento ja etäisyys säädettävissä
- 4 jarrullista pyörää
- Kaasujousimallia voidaan käyttää suihkussa
- Max.kuormitus 150 kg

Perusmallien lisäksi molemmat versiot on saatavilla säädettävillä kädensijoilla, takapyörien suuntalukituksella ja käsijarrulla.



Nimike	Tuotekoodi
Kaasujousella	814785
Kaasujousella, säädettävä	814787
Sähköinen	814790
Sähköinen, säädettävä	814789

Flux-kävelyteline

Flux on kokoontaitettava ja innovatiivisesti muotoiltu kävelyteline. Kävelytelineen runkomuotoilu mahdollistaa luonnollisen, ryhdikkään ja anatomisesti oikean kävelyasennon. FLUX-kävelyteline on korkeussäädettävä ja se on varusteltu peruutusjarrulla sekä kääntyvillä etupyörillä. Saatavilla 4 eri kokoa.



Nimike	Tuotekoodi
Koko 1	3301-0000
Koko 2	3302-0000
Koko 3	3303-0000
Koko 4	3313-0000

NOJAPUUT JA HARJOITUSPORTAAT

Nojapuut

Nojapuut on tarkoitettu kävelyharjoittelun apuvälineeksi heille, joiden kävelykyky on heikentynyt sairauden tai vamman seurauksena. Harjoittelun tulee tapahtua aina ammattilaisen valvonnassa.

Koottuna nojapuut pysyvät tukevasti paikallaan ja ne voidaan taittaa kasaan, joten se on helppo kuljettaa ja varastoida. Vaihtoehtoisesti nojapuut voidaan kiinnittää suoraan lattiaan, mikä tekee niistä entistä vakaammat.

Saatavilla 3 tai 4,5 m aisapituudella. Vakioleveys 70 cm ja säädettävä korkeus 75–105 cm.



Nimike	Tuotekoodi	Paino	Max.kuormitus
Nojapuut 3 m	147-223-01	58 kg	300 kg
Nojapuut 4,5 m	147-223-00	63 kg	100 kg

Harjoitusportaat

Kuntoutukseen tarkoitetut harjoitusportaat mahdollistavat harjoittelun kotioloissa vastaan tulevia haasteita ajatellen. Harjoitusportaat ovat tarpeiden mukaan rakennettavissa erilaisia moduuleja käyttäen. Porraskorkeus 16 cm. Saatavilla myös kaasujousisäädettävillä tukikaiteilla.




Malliesimerkki 01345 + 01346




Malliesimerkki 01345 + 01346 + 01339



Porrastaso, suora (01338)



Porrastaso, kulma (01339)



Pitkät portaat, 5 porrasta (01345)



Lyhyet portaat, 3 porrasta (01346)



Käsiterapian tavoitteena on käden ja yläraajan toimintakyvyn palauttaminen ja vammojen ennaltaehkäiseminen.

Egg-Pallo

Egg-harjoituspallolla on helppo harjoittaa käden ja sormien lihaksia sekä parantaa käden ja kyynärvarren liikkuvuutta.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Egg-Pallo oranssi	10-1290	Kevyt
Egg-Pallo vihreä	10-1291	Kohtalaisen kevyt
Egg-Pallo sininen	10-1292	Kohtalaisen vahva
Egg-Pallo lila	10-1293	Vahva

Terapiavahat

Käsien ja sormien hienomoto-riikkaa sekä voimaa kehittävät nerokkaat terapiavahat. Saatavana neljä erivahvuista vaha-purkkia. Purkin paino 100 g.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Terapiavaha kelt.	10-0905	Kevyt
Terapiavaha pun.	10-0906	Kohtalaisen kevyt
Terapiavaha vihr.	10-0907	Keskivahva
Terapiavaha sin.	10-0908	Vahva

Pehmopallot

Pehmeä vaahtomuovipallo, jossa on ilmareikä.

Nimike	Tuotekoodi
Pehmopallo 7 cm	5111
Pehmopallo 9 cm	5291





Kansainvälisenä markkinajohtajana AIREX on vastuullisessa asemassa. Kuntourheilu, lääkinnällinen kuntoutus sekä holistiset harjoitusmenetelmät tarvitsevat ykkösluokan laatua.

AIREX-mattojen innovatiivinen vaahtomuovitekniikka on vuosikymmenten kehitystyön tulos. Erittäin kestävä Sveitsiläinen materiaali on tukeva, mutta silti miellyttävä ja pehmeä. Näin niveliä, jäniteitä ja lihaksia voidaan harjoittaa hellävaraisesti ja tehokkaasti kaikissa tilanteissa.

Ei liian kova, eikä liian pehmeä. AIREX-mattojen vaahtomuovi muovautuu täydellisesti jokaiselle yksilölle ja soveltuu täten moniin eri tarpeisiin. Pistepaineen tuottama energia jakautuu ja välittyy hellästi ja tasaisesti.

Airex Fitness



Tuotekoodi	Koko	Väri
FITNESSBL120	60x120x1,5 cm	Sininen

Airex Fitline



Tuotekoodi	Koko	Väri
FITLINE140	60x140x1,0 cm	Turkoosi
FITLINE140SI	60x140x1,0 cm	Graf.harmaa
FITLINE180	60x180x1,0 cm	Turkoosi
FITLINE180SI	60x180x1,0 cm	Graf.harmaa
FITLINE180KI	60x180x1,0 cm	Kiwi

Airex Coronella

Tuotekoodi	Koko	Väri
CORONELLART	60x185x1,5 cm	Punainen
CORONELLAGN	60x185x1,5 cm	Vihreä
CORONELLA200SI	60x200x1,5 cm	Graf.harmaa




Airex Corona




Tuotekoodi	Koko	Väri
CORONAGN	100x185x1,5 cm	Vihreä
CORONART	100x185x1,5 cm	Punainen
CORONA200SI	100x200x1,5 cm	Graf.harmaa

Airex Hercules



Tuotekoodi	Koko	Väri
HERCULESGN	100x200x2,5 cm	Vihreä

Airex Atlas



Tuotekoodi	Koko	Väri
ATLASRT	125x200x1,5 cm	Punainen
ATLASGN	125x200x1,5 cm	Vihreä



Miellyttävä

Pehmeä ja taipuisa materiaali tekee käytöstä miellyttävän




Hygieeninen

Helposti pestävä, antimikrobinen viimeistely



Liukumisen esto

Pinnan rakenne ja erityinen vaahdotuoviteknologia pitää maton paikallaan



Pistepaine

Joustava mutta tukeva rakenne välittää pistepaineen tasaisesti



Vettä hylkivä

Materiaali estää nesteiden, kosteuden ja lian imeytymisen



Asettuu tasaisesti

Matto pysyy tiukasti ja tasaisesti lattiansa



Pitkäikäinen

Suunniteltu kestäämään vuosia



Monikäyttöinen

Sopii sisä- ja ulkikäyttöön tai veteen



Laatustandardit

CE, 93/43/EEC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AGR, ABS, DNV, Lloyds

Airex-mattotelineet

Kätevät telineet Airex-mattojen säilytykseen. Ruostumattonta terästä.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Yhteensopivuus
Airex-mattoteline, tanko	WHS01	65 cm	Coronella, Fitline 140/180, Fitness 120
Airex-mattoteline, tanko	WHS02	105 cm	Corona, Hercules
Airex-mattoteline rei'itetylle matolle	WHS03	-	Coronella, Fitness 120, Fitline 140/180, YogaPilates 190

Airex-mattojen rei'ityspalvelu

Palvelu sisältää kaksi reikää mattoa kohden. Reikien avulla matto voidaan varastoida helppokäyttöiseen, rei'itetyille matoille tarkoitettuun telineeseen.



Nimike	Tuotekoodi
Airex-riputusholkkit mattoon (pr)	FLE01

Follo Diem -mattotelineet

Follo Diemin mattotelineet:

- seinälle kiinnitettävä mattoteline
- seisova, pyörällinen mattoteline



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Mattotanko seinälle	145-012942	135x30x35 cm
Mattoteline pyörillä	145-012941	140x115x50 cm



Hoitotyönyt mahdollistavat hyvän ja luonnollisen asennon vuoteessa ja tuolissa. Sängyssä niitä voidaan käyttää vartalon tai raajojen asennon tukemiseen tai paineen keventämiseen, ja siten painehaavojen ehkäisemiseen. Kauttamme saat myös hierontatyönyt sekä painopussit.

Kiilatyyny

Keinonahkapinta.
Väri vaihtoehdot:
siniharmaa tai beige.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Lattiakiilatyyny	1039074	63x65x15 cm
Lattiakiilatyyny	1039076	75x75x25 cm

Pehmyt- ja
nahkeapintainen



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Kiilatyyny	1039070	20x25x10 cm, pari
Kiilatyyny	1039071	35x25x15 cm, pari

Kova ja joustamaton.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Istuinkiila	5412	5 cm, 33x38 cm
Istuinkiila	5413	8 cm, 36x38 cm

Keinonahkapinta.
Väri vaihtoehdot:
siniharmaa tai
beige.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Raajankohotus- tyyny	1039079	80x25x25 cm (yhden raajan)

Ilmatäytteinen
istuinkeila.



Nimike	Tuotekoodi	Halkaisija
FitSit -istuinkeila, ilmatäytteinen	30.6503	38 cm

Asentohoitotyyny

Keinonahkapinta. Väri-
vaihtoehdot: siniharmaa
tai beige.



Nimike	Koodi	Koko
Jalan/käden tukityyny	1039033	40x60x15 cm

Keinonahkapinta. Väri-
vaihtoehdot: siniharmaa
tai beige.



Nimike	Koodi	Koko
Selän tukityyny	1039032	40x60x30 cm

Kaksi mallia, joista
E50 on tiiviimpi.



Nimike	Koodi	Koko
Psoas-tyyny E30	1039073/E30	30x40x50 cm
Psoas-tyyny E50	1039073/E50	30x40x50 cm

CareWave

Runsas asentohoitotyynyvalikoima moneen eri tarkoituk-
seen. Pyydä CareWave-esite!



Hierontatyynyt



Geelitäytteen kasvoaukon pehmuste.



Keinonahkapinta. Mlelyttävä käyttää ja helppo desinfioida. Aukon koko keskeltä mitattuna 10x15,5 cm.



Keinonahkapinta. Värit siniharmaa tai beige.

Nimike	Koodi	Koko
Kasvotyyny Plintille, geeli	11432	32x28 cm

Nimike	Koodi	Koko
Kasvotyyny Plintille, keinonahka	1039078	36x26x4 cm

Nimike	Koodi	Koko
Polvi-/ nilkkatyyny	1039072	20x53x13 cm

Hiekkapussit

Antislip

Nahkean pinnan ja hyvän kitkan ansiosta pussi pysyy hyvin paikallaan. Pintapuhdistukseen soveltuvat kaikki pintapuhdistusvalmisteet (esim. Easydes tai 2 % Erisan Oxy). Antislip-pussit eivät läpäise kosteutta. **Ei autoklaaviin** eikä konepesuun.

Nimike	Tuotekoodi	Paino	Koko (noin)	Pintamateriaali
Hiekkapussi 0,5 kg	1039093ANTI	0,5 kg	9x16 cm	Antislip
Hiekkapussi 1 kg	1039094ANTI	1 kg	15x26 cm	Antislip
Hiekkapussi 2 kg	1039095ANTI	2 kg	18x28 cm	Antislip
Hiekkapussi 3 kg	1039096ANTI	3 kg	18x31 cm	Antislip
Hiekkapussi 4 kg	1039097ANTI	4 kg	18x33 cm	Antislip



Telttakangas

Sileä pinta ja hieman liukkaampi materiaali Antisliipiin verrattuna. Ei yhtä hyvä pintapuhdistettavuudeltaan, mutta pinta voidaan pyyhkiä (esim. Easydes tai 2 % Erisan Oxy). Sisässä puuvillapussi. Läpäisee kosteutta, soveltuu lämpödesinfektioon ja höyryautoklaavipuhdistukseen 121–134 astetta.

Nimike	Tuotekoodi	Paino	Koko (noin)	Pintamateriaali
Hiekkapussi 0,5 kg	1039093TELT	0,5 kg	9x16 cm	Telttakangas
Hiekkapussi 1 kg	1039094TELT	1 kg	15x26 cm	Telttakangas
Hiekkapussi 2 kg	1039095TELT	2 kg	18x28 cm	Telttakangas
Hiekkapussi 3 kg	1039096TELT	3 kg	18x31 cm	Telttakangas
Hiekkapussi 4 kg	1039097TELT	4 kg	18x33 cm	Telttakangas





10

HIERONTATARVIKKEET

Schupp-hieronta-aineet

Rasvat

Schuppen tuoksuttomat rasvat sisältävät aloe veraa, allantoinia, E-vitamiinia ja kamomillaa.



1 l pullo (7449)
6 x 1 l pullo (7449paketti)



5 l kanisteri (7449)

Öljyt

Hajusteeton, väri- ja lisäaineeton hierontaöljy. Sopii hyvin herkälle iholle. Sisältää jojoba öljyä ja E-vitamiinia.



1 l pullo (7364)



5 l kanisteri (7365)

Röwo-hieronta-aineet

Rasva

Korkealaatuinen hierontarasva vähentää kitkaa mahdollistaen kuitenkin hyvän otteen. Rasva on helppo pestä pois ja on taloudellinen käyttää.



1 l pullo (100531)

Öljy

Hajusteeton, väri- ja lisäaineeton hierontaoily. Sopii hyvin herkälle iholle. Sisältää jojoba öljyä ja E-vitamiinia. Hoitaa sekä suojaa ihoa ja käsiä.



1 l pullo (200113)

Hierontavoide Sensitive

Voide on suunniteltu erityisesti herkälle ja allergiselle iholle. Rikas voide hoitaa kuivaa ja haurasta ihoa. Ei sisällä säilöntäaineita, allantoiniinia eikä d-pantenolia.



500 ml purkki (105551)

Faskiavahat



Faskiavoide Songbird 100 ml (40030)



Röwo faskiavoide-hierontavaha 150 ml (200111)

Suojapaperit



Paperirulla, luonnonvalkoinen, 50x200 cm, 2 rl (11106)



Paperirulla, valkaistu, 50x200 cm, 2 rl (11101)

Puhdistusaineet

Fysidesi

Laimennus 1/10, pinnoille.

1 l pullo (79999)



Desinfektol P

Iholle ja pinnoille.



500 ml pullo (66103)



5 l kanisteri (66104)



Paperiarkki 47x47 cm, 1000 kpl (11300)



Kasvoaukon suoja, kuitukangas, X-viilto, 500 kpl (11301)



Fysikaaliset hoitomenetelmät tarkoittavat fysikaalisten vaikutusten, kuten lämmön, kylmyyden, valon ja sähkön hyödyntämistä fysioterapiassa. Fysikaalisilla hoidoilla pyritään tapauskohtaisesti joko rajoittamaan tai kiihdyttämään kudosten aineenvaihduntaa.

KYLMÄ- JA LÄMPÖHOITO

Kältekissen



Kylmäpakkkaus, jonka polyuretaanikalvon ansiosta pakkaus on erittäin kestävä. Jäähdytys jääkaapissa tai pakastimessa. Erikoisgeelisisuksen ansiosta tuote ei kovetu pakastettaessa. Tuote on helppo puhdistaa. Mukana toimitetaan suojapussi.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Kältekissen	205028	20x22 cm
Kältekissen	207141	20x28 cm
Kältekissen	205553	20x47 cm
Kältekissen	206032	30x47 cm

Pikakylmä Polaris



Kertakäyttöinen Polaris-pikakylmäpakkkaus kylmenee iskusta, joten jääkaappia tai pakastinta ei tarvita. Pienet ja kevyet pakkaukset kulkevat helposti mukana ja ovat ihanteellisia esimerkiksi urheiluseurojen ensiapulaukkuihin.



Tuotekoodi	Pakkausmäärä
DIS0001/A	25 kpl

Icy-kylmägeeli



Icy-kylmägeeli lievittää lihaskipua ja -tulehdusta sekä rentouttaa jännitystä. Kylmägeeliä käytetään urheilun tai muun rasituksen jälkeen palautumiseen. Pakkauskoko 150 ml.



Nimike	Tuotekoodi
Kylmägeeli Icy 150 ml	66124

Lämpökattila



- Lämpöpakkausten lämmittämiseen
- Emaloitu
- Vetoisuus n 30 l
- Termostaattisäätö
- Sisältää pohjaritilän

Tuotekoodi

99005435

Lämmönsiirtopakkaukset



Lämmönsiirtopakkauksen sisältö on parafiinin ja turpeen sekoitusta, joka vapauttaa tasaista lämpöä kehon kudoksille. Lämmönsiirtopakkaus lämmitetään lämpökattilassa. Pakkausta on saatavana kahdessa koossa.

Nimike	Tuotekoodi	Koko
Lämmönsiirtopakkaus	401698	28x38 cm
Lämmönsiirtopakkaus	401699	33x54 xm

Parafiini



Parafiinin avulla voidaan suorittaa tehokkaasti lämpöhoitoa pieniin niveliin, kuten ranteisiin, sormiin ja jalkateriin. Käsi tai jalka kastetaan parafiiniseokseen, jonka ihanteellinen käyttölämpötila on 52–56 astetta. Vaikutusajan jälkeen, parafiinin jähmettyttyä, se voidaan vetää iholta pois yhtenäisenä.

Tarvittaessa parafiinilevy voidaan pilkkoa pienemmiksi paloiksi.

Tuotekoodi	Levykoko
40029	5 kg

Lämpögeelit



Flexi Forte -lämpögeeli

Erittäin voimakkaasti lämmittävä geeli, joka imeytyy nopeasti. Ihanteellinen etenkin urheilijoille. 50 ml.

Wärmebalsam- lämmittävä voide

Voiteen aiheuttama lämpö auttaa lihaksia rentoutumaan, hoitaa ja suojaa ihoa hierottaessa. 50 ml.

Nimike	Tuotekoodi
Flexi Forte 50 ml	203002
Wärmebalsam 50 ml	203019

ElastoGel



Lämpö- ja kylmäpakkaus silikonimassasekoituksella. Lämmitys mikrossa ja jäähdytys jääkaapissa tai pakastimessa muovipussissa. Erittäin hyvä lämmön varastointi- ja siirtokyky.

Irrotettava päällikangas, jonka voi pestä käsin tai konepe-
su 40 asteessa. Tarraremmit auttavat pitämään pakkauksen paikoillaan.

Monipuolisesti käytettävän perusmallin lisäksi ElastoGel-mallistosta löytyy erityisesti alaselälle sekä niskalle suunnitellut tuotteet.

Nimike	Tuotekoodi	Koko
ElastoGel standard	132622	15x40 cm
ElastoGel iso	132624	23x60 cm
ElastoGel alaselkä	131925	74 cm
ElastoGel niska	131123	S/M/L



ULTRAÄÄNI JA SÄHKÖ

Ultraäänigeelit

Nimike	Tuotekoodi
Ultraäänigeeli Sonigel, 5 l	230010
SonoPlus, 500 ml	06



Sonigel-ultraäänigeelikanisteri ja täyttöpullo



SonoPlus, 500 ml pullo

TNS-laite TPN200

Patteritoiminen neurostimulaatiolaite kiputilojen hoitoon. Pakkaus sis. laitteen, 9V pariston, 4 kpl liimautuvat elektrodit, ohjevihkon.



Tuotekoodi

JPM200PLUS

Zimmer kertakäyttöelektrodit

Kertakäyttöiset Zimmer-elektrodit kiinnitetään johon hauenleukaliittimellä.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Pakettikoko
Zimmer-elektrodi	205	56x56 mm	200 pr/ltk
Zimmer-elektrodi	8740	32x40 mm	400 pr/ltk

URHEILU- JA KINESIOTEIPIT

DreamK-kinesioteippi

DreamK-kinesioteipillä on hyvä venymiskyky ja hellavarainen, mutta pitävä liimapinta. Sopii herkkäihoisille ja herkempien ihoaluiden teippaukseen. Rullan pituus on 5 metriä. Teippiä on saatavana kahdella eri leveydellä.

Tuote on tilattavissa yksittäin, kuuden rullan (5 cm leveä) tai neljän rullan (7,5 cm leveä) pakkauksissa. Laatikot ja rullat on mahdollista räätälöidä väritoiveiden mukaisesti.



Kinesioteippi, 5 cm leveä

Tuotekoodi	Väri
DRM0026	Keltainen
DRM0027	Pinkki
DRM0030	Turkoosi
DRM0031	Musta
DRM0028	Beige

Kinesioteippi, 7,5 cm leveä

Tuotekoodi	Väri
DRM0032	Keltainen
DRM0034	Beige

Nasara-kinesioteippi

Tiukkaliimainen ja vedenpitävä kinesioteippi. Hieman jäykempi kuin DreamK. Ei herkkäihoisille.

Teipin leveys on 5 cm ja rullan pituus 5 m. Yksittäin tai 6 rll pakkaus.



Nimike	Tuotekoodi
Nasara keltainen	KT6F
Nasara pinkki	KT1F
Nasara turkoosi	KT2F
Nasara musta	KT5F
Nasara beige	KT3F

Nasara Plus -kinesioteippi

Elastisempi, lujempi, parempi

Plus-malli on tehty urheiluväestöön, synteettisestä materiaalista, mikä tekee teipistä elastisemmän, lujemman ja vielä paremmin kosteutta sietävän.



Teipin leveys on 5 cm ja rullan pituus 5 m.

Nimike	Tuotekoodi
Nasara Plus pinkki	NP1
Nasara Plus turkoosi	NP2
Nasara Plus musta	NP5
Nasara Plus beige	NP3

Dream-urheiluteippi

Dream-urheiluteippi on ihanteellinen nivelten ja nivelsiteiden vammojen hoitoon.

- Suuri vetolujuus
- Helppo repiä osiin sekä pitkittäin että poikittain
- Antiallerginen ja pitävä liima
- Rullan pituus 10 m
- Myydään myös yksittäin



Nimike	Tuotekoodi	Leveys
Dream-urheiluteippi, 36 rll/ltk	DRM0050paketti	2,5 cm
Dream-urheiluteippi, 24 rll/ltk	DRM0051paketti	4 cm
Dream-urheiluteippi, 18 rll/ltk	DRM0052paketti	5 cm

MOBILISOINTI JA FASKIAKÄSITTELY

3TOOL



Tuotekoodi

3TOOL

Mobilisointi ja faskiakiila. Monipuolista 3TOOL:ia käytetään itsehoidossa lattiaa tai seinää vasten sekä kädessä hieronnan apuna. Koostumus on REACH-sertifioitua elastomeeristä materiaalia ja sopii myös hierontaöljyjen ja rasvojen kanssa käytettäväksi.

Kipupistekäsittelyyn

Aseta työkalun suippo kärki kipeän kohdan päälle ja paina kevyesti. 3TOOL:ssa on ergonominen muotoilu. Siitä saa tukevan otteen.

Hierontaan ja faskiakäsittelyyn


Tasainen suora sivu sopii hierontaan. Voit käyttää hierontavoiteita tai öljyjä sopivan kitkan aikaansaamiseksi.

Liikkuvuushoitoihin ja nivellukkojen poistoon

Kaksikärkinen pää soveltuu erityisesti rangan käsittelyyn. Voit toteuttaa mobilisointihoitoa ja -harjoitteita.

Mobilisaatiokiilat

Jäykkä kiila selkärangan mobilisaatiohoitoon. Sormiura mahdollistaa selkärangan tunnustelun.



Nimike	Tuotekoodi	Koko
Mobilisaatiokiila pieni	MOBI1R	155x95x50 mm
Mobilisaatiokiila iso	MOBI2B	220x105x80 mm

Turvavyöremmit

Traktio- ja venytyshoitoihin sekä -harjoitteisiin.



Nimike	Tuotekoodi
Turvavyöremmi 160 cm	405008
Turvavyöremmi 210 cm	405009
Turvavyöremmi 270 cm	405010

Traktioremmit



Polvinivelen traktioremmi (1039101)



Banaaniremmi (1039100)



Venytys-/fiksaatioremmi pehmusteella, tarrakiinnitys, 210 cm (1039105)

Faskia-pallot



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Faskiapallo	290003	6,5 cm	Keltainen, oranssi
Blackroll ball	410010	8 cm	Musta
Blackroll ball	410020	12 cm	Musta

Faskia-rullat



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Blackroll mini	410030	5,5x15 cm	Musta
Blackroll	400048	15x30 cm	Musta
Grid	483004	13,5x33 cm	Musta
Grid	483005	13,5x33 cm	Oranssi

Syvähieronta



Thera Cane

- "Hierontakoukku 2.0"
- Tehokas apuväline omatoimiseen kivunhallintaan
- Erilaiset hierontapäät kaikille lihasryhmille
- Thera Cane osuu jokaiseen pieneen pisteeseen, vaikka liikkuvuutesi olisi rajoittunut
- Saatavana yhtenäisenä (vihreä) tai koottavana versiona (sininen)
- Koko: 59x39


Nimike	Tuotekoodi	Väri
Thera Cane, yhtenäinen	Theracane	vihreä
Thera Cane, koottava	TheracaneMAX	sininen



HighBaller


- Ainoa säädettävällä tuplapallolla varustettu hieronta-laitte kipupistehierontaan (ei rullaukseen)
- Kovat ja etäisyysäädettävät pallot
- Pitävä ja vakaa pohja
- Mukana toimitetaan kipupistekartta

Nimike	Tuotekoodi	Koko
HighBaller	HB100	25,4 x 10,35 cm



Mittareilla voidaan mitata nivelten liikelajuuksia ja puristusvoimaa. Mittareiden avulla saadaan numeerista tietoa kuntoutuksen etenemisestä.

Kulmamittari 360°



Kulmamittarin mittaväli on 0–360° ja se on saatavana kahdessa koossa. Läpinäkyvää muovia.

Nimike	Tuotekoodi	Koko
Kulmamittari 360	12-1000hr25	32 cm
Kulmamittari 360, taskumalli	12-1002hr25	16 cm

CROM-mittari



- Kaularangan liikkuvuuden mittauksiin
- Kallistusmittaukset eteen, taakse ja sivulle
- Kiertomittaukset normaaliasennossa

Tuotekoodi	12-1155
------------	---------

MIE-kallistuskulmamittari

Kallistuskulmamittari nestepatsaalla.

Tuotekoodi	12-1056
------------	---------



Kallistuskulmamittari

Digitaalinen kulmamittari kallistuskulmamittauksiin. Kätevä apuväline kaikkien vipuvarsiliikkeiden ja kallistuskulmien mittaamiseen.

- ON/OFF-painike
- Nollauspainike
- Tarkkuus 0,1 astetta
- Koko: 5 x 5 cm
- Paksuus 3,3 cm

Tuotekoodi	WR300 T2
------------	----------



Skoliometri D'osualdo



Skoliometri selkärangan asymmetrian mittaamiseen ja skolioosin seurantaan. Mittaus onnistuu myös RTG-kuvista.

Tuotekoodi

06855

Bunnel-skoliometri



Skoliometri selkärangan asymmetrian mittaamiseen ja skolioosin seurantaan.

Tuotekoodi

12-1099

Saehan-puristusvoimamittarit



Mittari puristuvoiman mittaamiseen. Saatavilla hydraulisena tai digitaalisena, jossa on LCD-näyttö. Tarjoamme myös kalibrointipalvelua.

Nimike	Tuotekoodi
Saehan, hydraulinen	SH5001
Saehan, digitaalinen	SH1001

Stabilizer biofeedback-laite



Ilmanpaintyyny, jolla voidaan mitata ja vahvistaa vatsa-, selkä- ja niskan lihasten voimaa ja aktiivointikykyä.

Tuotekoodi

7330

Taylor-refleksivasara



Taylor-refleksivasarassa on perinteinen punainen kolmiokärki.

Tuotekoodi

12-1500

Buck-refleksivasara



Vasarakärkisessä Buckissa on sulka- ja piikkipäät ihotunnon testaamiseen.

Tuotekoodi

12-1510



13

HARJOITTELU- JA TERAPIAVÄLINEET

Haltijan monipuolisesta harjoittelu- ja terapia-
välineiden valikoimasta löydät lihaksia
aktivoivat ja rentouttavat tuotteet fysio-
terapiaan, ryhmäliikuntaan ja kotikäyttöön.

KÄSI- JA TARRAPAINOT

Tarrapainot

Suosittu sekä erittäin kestävä painot pitkällä ja hyvällä tarrakiinnityksellä. Tuplapäällinen pitää painomassan sisässä vaikka päällimmäinen pinta viottuisikin.

Painot 0,5–5 kg.



Nimike	Tuotekoodi
Tarrapaino 0,5 kg	1039051
Tarrapaino 0,75 kg	1039058
Tarrapaino 1,0 kg	1039052
Tarrapaino 1,5 kg	1039053
Tarrapaino 2,0 kg	1039054
Tarrapaino 2,5 kg	1039055
Tarrapaino 3,0 kg	1039056
Tarrapaino 4,0 kg	1039008
Tarrapaino 5,0 kg	1039057

Vinyyli- ja kromipainot

- Vinyyliset käsipainot 1–5 kg myydään pareittain
- Kromattu käsipaino 5 kg ja 10 kg myydään yksittäin



Nimike	Tuotekoodi
Vinyylipaino 1 kg	2681PR
Vinyylipaino 2 kg	2682PR
Vinyylipaino 3 kg	2683PR
Vinyylipaino 4 kg	2684PR
Vinyylipaino 5 kg	2685PR
Kromikäsipainot 5 kg	61072-5
Kromikäsipainot 10 kg	61072-10

Voimatangot



Nimike	Tuotekoodi
Voimatanko 3 kg	61051-3
Voimatanko 4 kg	61051-4
Voimatanko 6 kg	61051-6
Voimatanko 8 kg	61051-8

Aerobic-käsipainot

Mukavalla nukkapinnalla ja säädettävällä hihnalla varustetut käsipainot pysyvät käsissä kovatempoisessa-kin treenissä. Myydään pareittain. Painot 0,5 kg ja 1 kg.



Nimike	Tuotekoodi
Aerobic-käsipainot 0,5 kg	14TUSFU011
Aerobic-käsipainot 1,0 kg	14TUSFU012

JUMPPAKUMINAUHAT



Theraband

45 m rulla. Jumppakuminauhojen eliittiä.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Theraband keltainen	10-1006	Kevyt
Theraband punainen	10-1007	Kohtalaisen kevyt
Theraband vihreä	10-1008	Keskivahva
Theraband sininen	10-1009	Kohtalaisen vahva
Theraband musta	10-1010	Vahva

Can-Do-kuminauhat

45 m rulla. Erinomainen hinta-laatu-suhde. Therabandin "pikkuveli". Eri väri vaihtoehtoja vahvuuden mukaan.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Can-Do keltainen	10-5221	Kevyt
Can-Do punainen	10-5222	Kohtalaisen kevyt
Can-Do vihreä	10-5223	Keskivahva
Can-Do sininen	10-5224	Kohtalaisen vahva
Can-Do musta	10-5225	Vahva

Digiband

Jumppakuminauha 25 m rulla. Eri värvaihtoehtoja vahvuuden mukaan. Laadukasta ja kestäväää luonnonkumia. Painatetut kuormitusymbolit kertovat vetolujuuden vahvuudesta/väristä riippuen.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Digiband keltainen	DIGB2725YLW	Kevyt 1,0–1,5 kg
Digiband vihreä	DIGB3525GR	Keskivahva 1,5–2,5 kg
Digiband oranssi	DIGB4025OR	Vahva 2,5–3,0 kg

Can-Do-jumppatuubit

Jumppatuubi 30,5 m. Eri värvaihtoehtoja vahvuuden mukaan. Saatavana myös lateksittomana.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Can-Do-tuubi, keltainen	10-5521	Kevyt
Can-Do-tuubi, punainen	10-5522	Kohtalaisen kevyt
Can-Do-tuubi, vihreä	10-5523	Keskivahva
Can-Do-tuubi, sininen	10-5524	Kohtalaisen vahva
Can-Do-tuubi, musta	10-5525	Vahva
Can-Do-tuubi, lateksiton, keltainen	10-5721	Kevyt
Can-Do-tuubi, lateksiton, punainen	10-5722	Kohtalaisen kevyt
Can-Do-tuubi, lateksiton, vihreä	10-5723	Keskivahva
Can-Do-tuubi, lateksiton, sininen	10-5724	Kohtalaisen vahva

Lateksiton Can-Do, Sup-R

Can-Dojumppakuminauha on saatavana myös lateksittomana Sup-R-mallina. Eri värvaihtoehtoja vahvuuden mukaan. Kuminauhan leveys 12,7 cm, rullan pituus 45 m.



Nimike	Tuotekoodi	Vahvuus
Latexfree Can-Do, Sup-R punainen	10-6322	Kohtalaisen kevyt
Latexfree Can-Do, Sup-R vihreä	10-6323	Keskivahva
Latexfree Can-Do, Sup-R sininen	10-6324	Kohtalaisen vahva
Latexfree Can-Do, Sup-R musta	10-6325	Vahva

TERAPIA- JA JUMPPAPALLOT

Painopallot

Painopallo sopii pilates- ja voimaharjoitteluun sekä heittopalloksi. Kestävä, kuminen pinta.



Nimike	Tuotekoodi	Väri
Painopallo 0,5 kg	638051	Sininen, punainen, keltainen, vihreä tai harmaa (sekävärilaatikat)
Painopallo 1 kg	638101	
Painopallo 1,5 kg	638151	
Painopallo 2 kg	638201	

Terapiapallot

Laadukas ja kestävä terapiapallo. CE-merkinnät, täyttää laatu-, ympäristöjärjestelmä- ja lääkinälliset standardit. Materiaalit ovat EU-säädösten (REACH) mukaiset.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri	Maxafe
Terapiapallo	20.6557	42 cm	Kelt.	-
Terapiapallo	20.6556	53 cm	Orans.	-
Terapiapallo	20.7556SBE	53 cm	Sin.	Kyllä
Terapiapallo	20.6558	65 cm	Vihr.	-
Terapiapallo	20.7558BE	65 cm	Sin.	Kyllä
Terapiapallo	20.7558SBK	65 cm	Tum. harm.	Kyllä
Terapiapallo	20.6577	75 cm	Pun.	-
Terapiapallo	20.7577BE	75 cm	Sin.	Kyllä
Terapiapallo	20.7577SBK	75 cm	Tum. harm.	Kyllä
Terapiapallo	30.6574	85 cm	Sin.	-
Terapiapallo	30.6559	95 cm	Pun.	-
Terapiapallo	30.6560	120 cm	Orans.	-

Kuntopallot

Erittäin kestävä kuntopallo on oivallinen apuväline sekä voima- että fitnessharjoitteluun.



Nimike	Tuotekoodi	Halkaisija	Väri
Kuntopallo 1 kg	421000	21 cm	Punainen
Kuntopallo 2 kg	422000	24 cm	Ruskea
Kuntopallo 3 kg	423000	29 cm	Sininen
Kuntopallo 4 kg	424000	32 cm	Vihreä
Kuntopallo 5 kg	425000	33 cm	Punainen

Pähkinäpallot

Pähkinä-, eli ovaalipalloa on helppo käsitellä ja hallita. Pallon avulla voi tehdä monipuolisia päälihasryhmiä aktivoivia harjoitteita. Palloa voidaan hyödyntää potilassiirroissa, istumasta sesomaannousussa ja kaatu- neen potilaan nostossa.



Tuotekoodi	Koko	Väri
01.8801	40 cm	Punainen
01.8802	55 cm	Keltainen
01.8803	70 cm	Sininen
01.8804	85 cm	Punainen

PILATES JA KEHONHALLINTA

AntiStress-pallo

- Ilmatäytteinen
- Neulaventtiili
- Ilmamäärää voi säätää pallopumpulla



Tuotekoodi	Koko
464100	6,5 cm

Pilatespallo Balance

Redondo-pallojen ominaisuudet isommassa koossa.



Tuotekoodi	Koko	Väri
492000	n. 30 cm	Sininen

Redondo-pallot

- Selkä -ja vatsaliharjoituksiin
- Selän rentoutukseen
- Voi käyttää myös tukityynä
- Helppo täyttää ja tyhjentää
- Kulkee kätevästi mukana



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Redondo, pieni	491300	n. 18 cm	Harmaa
Redondo, iso	491000	n. 22 cm	Vaal.sininen

Spirit-pallo

- Selkä – ja vatsaliharjoituksiin
- Selän rentoutukseen
- Toimii myös tukityynä
- Helppo täyttää ja tyhjentää
- Kulkee helposti mukana



Tuotekoodi	Koko	Väri
491200	n. 16 cm	Vaaleanpunainen

Voimistelupallot

Perinteinen, kestävä voimistelupallo.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Voimistelupallo	20.6573BE	17,5 cm	Sininen
Voimistelupallo	20.6573RD	17,5 cm	Punainen
Voimistelupallo	20.6575BE	19 cm	Sininen
Voimistelupallo	20.6575RD	19 cm	Punainen

Nystyräpallot

Nystyräpallon avulla

- poistat lihaskireyttä
- parannat verenkiertoa
- aktivoit hermostoa
- teet puristusvoima- ja rentoutumisharjoituksia.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Nystyräpallo	463000	8 cm	Keltainen
Nystyräpallo	463500	9 cm	Punainen
Nystyräpallo	464000	10 cm	Sininen
Nystyräpallo	30.6513SGR	13–16 cm	Vihreä
Nystyräpallo	30.6513BE	13–16 cm	Sininen
Nystyräpallo	465100	22 cm	Vihreä, sininen, keltainen tai punainen

Jacaranda-pallo

UUTUUS

- Pallon sisällä on liikkuva teräspaino
- Painon liike aiheuttaa värinää, mikä harjoittaa syviä lihaksia
- Jacarandan pitely, liikuttaminen ja kontrollointi kehittävät selkärankaa tukevia lihaksia, vatsalihaksia, lantionpohjan lihaksia ja palleaa
- Monipuoliset harjoitukset edistävät tasapainoa, ryhtiä ja voimaa



Tuotekoodi	Koko	Paino
400730	14 cm	400 g

Actiball Relax Thermo -pallo

UUTUUS

- Pallo lämpenee geelitäytteen ansiosta
- Edistää palautumista, rentouttaa ja hieroo
- Säännöllisesti käytettynä kehittää notkeutta
- Materiaali on miellyttävä ja pehmeä ihoa vasten
- Lämmitys mikrossa tai kuumassa vedessä
- Hygieeninen ja helppo pitää puhtaana



TOGU



Tuotekoodi	Koko	Paino	Maksimi-kuormitus
410142	n. 10 cm	540 g	150 kg

Pilatesrenkas

Pilatesrenkas toimii vastuksena pilatesharjoittelussa.



TOGU



Tuotekoodi	Väri
493500	Harmaa

Pilates-/pohjerullat

Rullalla voidaan sekä aktivoida että rentouttaa lihaksia.



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Pohjerulla	400057	15x45 cm	Harmaa
Premium	400047	15x90 cm	Lila
OS	400067	15x90 cm	Harmaa
Inga	PXCDH350114	14x94 cm	Punamusta

Pilates-venytyshihna

Joustamaton venytyshihna, jossa on 11 valmista lenkkiä.



Tuotekoodi	Koko	Väri
1039115	2,5x120 cm	Musta

Elastiband

Lenkkien ansiosta samaa Elastibandia voi käyttää eri vastuksilla. Pitkäikäinen ja monipuolinen.



Nimike	Koodi	Vahvuus	Lenkit	Väri
Elastiband	0144	7 kg	8 kpl, pienet	Oranssi
Elastiband MAXI	0114	10 kg	5 kpl, isot	Punainen
Elastiband MULTI	0103	10 kg	8 kpl, 4 pientä & 4 isoa	Vihreä

Calyana-joogamatot

- Ei jouta pitkittäis- eikä sivuttaissuunnassa
- 100 % liukumaton
- Ihanteellinen käytettäväksi dynaamisessa harjoittelussa, jossa matto ei saa liukua alta



Nimike	Tuotekoodi	Koko	Väri
Calyana	CALYANA01	66x185x0,45 cm	Sininen
Calyana Prime	CALYANA02	66x185x0,45 cm	Lime
Calyana Prof	CALYANA03	66x185x0,68 cm	Harmaa

Follo Diem Pulley -vetolaitteet

Follo Diem Pulley -vetolaitteet ovat kehitetty vastaamaan kaiken ikäisten kuntoutujien ja kuntoutusalan ammattilaisten tarpeita. Kehitystyössä on otettu huomioon harjoitusterapian lähtökohdat sekä kuntoutusalan ammattilaisten näkemykset. Tuloksena on syntynyt mm. Explosive-toiminolla varustettu 50 kg painopakallinen vetolaite, jolla pystytään tekemään nopeita/räjähtäviä liikeharjoituksia turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Vetolaitteet ovat hyvin tukevat sekä toimintavarmat.

Vetolaitteet toimitetaan valmiiksi koottuina ja ne kiinnitetään seinään. Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja ruuvitulpat) on valittava aina seinämateriaalin mukaan. Tilausvaiheessa on mahdollista valita myös liikuteltava kehikko, jonka avulla vetolaitetta voi liikutella ja asettaa haluttuun paikkaan terapiatilassa.

Lisävarusteet

Vetolaitteisiin on saatavilla runsaasti lisävarusteita. Kaikki laitteet voidaan varustaa mm. alasetoharjoittelun mahdollistavalla välineistöllä (tukitanko/alasetorissa ja alasetokahva). Alasetoharjoittelu soveltuu vain harjoituste-rapeutukseen käyttöön, ei kovaan voimaharjoitteluun.



Tukitanko/alaseto-
rissa (130-028939)



Alasetotanko, alu-
miinia (131-12912-12)



Vetokahva (230-25)



Soutukahva
(139-028937)



Tricepskahvat
pyörivä (139-028946)
ei pyörivä (139-028938)

Nimike	Tuotekoodi	Painopakka	Painovälit	Mitat (syv x lev x kork)	Vetokahvat	Vetokorkeu- den säätö	Explosive- toiminto
Follo Diem Pulley	130-0120S	20 kg	0,5 kg (4 ensimmäistä) / 2 kg	37 x 33 x 216 cm	1 kpl	Kyllä	Ei
Follo Diem Pulley	130-0120D	20 kg	0,5 kg (4 ensimmäistä) / 2 kg	37 x 33 x 216 cm	2 kpl	Kyllä	Ei
Follo Diem Pulley	130-0121S	40 kg	0,5 kg (4 ensimmäistä) / 2 kg	37 x 33 x 216 cm	1 kpl	Kyllä	Ei
Follo Diem Pulley	130-0121D	40 kg	0,5 kg (4 ensimmäistä) / 2 kg	37 x 33 x 216 cm	2 kpl	Kyllä	Ei
Follo Diem Pulley	30-0122S	50 kg	2 kg	37 x 33 x 216 cm	1 kpl	Kyllä	Kyllä
Follo Diem Pulley	130-0122D	50 kg	2 kg	37 x 33 x 216 cm	2 kpl	Kyllä	Kyllä

ALLASTERAPIA



Secumar-turvakauluri

Turvakaulurin ansiosta käyttäjä pysyy mukavassa uima-asennossa. Kaulurin avulla vesivoimistelua voi suorittaa syvässäkin altaassa. Kauluri lisää turvallisuutta esimerkiksi epilepsia-kohtauksessa. Laadukas ja kestävä materiaali.



Nimike	Tuotekoodi	Mitat
Secumar S	12278	28–32 cm
Secumar M	12279	33–38 cm
Secumar L	12280	39–43 cm

Allaspainot

Allaspainon voi kiinnittää nilkkaan tai ranteeseen. Tuote on valmistettu neopreenistä ja sisällä on ruostumatonta teräsraketta.



Nimike	Tuotekoodi
Allaspaino 1 kg	1039029
Allaspaino 2 kg	1039030



14

ANATOMISET TAULUT JA MALLIT

Haltijalta löydät monipuolisen tarjonnan laadukkaita anatomisia malleja ja tauluja opetus- käyttöön sekä potilaiden ohjaukseen. Realististen mallien ja taulujen avulla kehon toimintoja ja rakenteita on helppo esittää konkreettisesti.

Ranka-lantio-lonkka

Taipuisa ranka-lantio-lonkka-kokonaisuus lihasmerkinnöillä tai ilman. A251 sisältää seinään tai lattiaan kiinnitettävän telineen. A58-malliin se on tilattavissa lisävarusteena.



A251 – hyvä hinta-laatu-suhde



A58/3 – laadukas



A58/2 – laadukas

Nimike	Tuotekoodi
Ranka-lantio-lonkka, paljas, sis. teline	A251
Ranka-lantio-lonkka, lihasmerkinnöillä A58/3	1000123
Ranka-lantio-lonkka, paljas A58/2	1000122
Rankateline malleille A58/3 ja A58/2 (lattia tai seinä)	1000132

Nivelmallit

Aidon kokoiset ja kestävät nivelmallit.



Polvinivel (4552)



Lonkkanivel (4553)



Olkanivel (4550)

Jalkaterä EZ

Joustavaksi koottu jalkaterämalli.



Nimike	Tuotekoodi
Jalkaterä EZ, joustava	6057

Luuranko

Luuranko lihasmerkinnöillä tai ilman. Yläraaja, alaraaja ja kallo voidaan irrottaa lähempään käsittelyyn. A13-rangassa on maalatut lihasmerkinnät.



Nimike	Tuotekoodi
Luuranko, paljas A290	2960
Luuranko, lihasmerkinnöillä A13	1013867

Muut anatomiset mallit



Yläraaja-olkanivel (6016)



Yläraaja-olkanivel, lihasten kiinnityspaikkamerkkauksilla (6021)



Alaraaja-lonkka (6068)



Alaraaja-lonkka lihasten kiinnityspaikkamerkkauksilla (6070)

Opetustaulu: lihakset, luusto

Laminoitu ja taipuisa opetustaulu. Yläkulmissa holkittut seinäkiinnitysreiät. Koko 50 x 66 cm.

Nimike	Tuotekoodi
Opetustaulu, lihakset	..90355
Opetustaulu, luusto	..90621



Muut opetustaulut

Laminoidut ja taipuisat opetustaulut. Yläkulmissa holkittut seinäkiinnitysreiät. Koko 50 x 66 cm.

Nimike	Tuotekoodi
Hermosto	..90447
Dermatomit	..91116
Lonkka-polvi	..98665
Olka-kyynärnivel	..97552
Käsi ja ranne	..91420
Jalkaterä-nilkka	..91383




Hermosto



Lonkka-polvi



Olka-kyynärnivel



Dermatomit



Käsi ja ranne



Jalkaterä-nilkka

Etkö löytänyt tarvitsemaasi opetustaulua tai anatomista mallia?
Ota yhteyttä Haltijaan, niin löydetään yhdessä tarpeisiisi sopiva ratkaisu.

HALTIJAN HUOLTOPALVELUT

HALTIJAN huoltopalvelut kattavat Suomen valtakunnallisesti. Huollamme ja korjaamme kaikenmerkkiset apuvälineet.

Toiminnan laatu ja luotettavuus sekä korkeatasoinen asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asioita. Näitä pyrimme myös jatkuvasti kehittämään.

Teemme huoltoja sekä kotikäynnein että toimipisteessämme. Huollon toimipisteemme sijaitsevat Pirkkalassa, Vantaalla ja Oulussa. Lisäksi meillä on huoltokumppaneita Rovaniemellä, Kokkolassa, Lahdessa, Kuopiossa, Ahvenanmaalla, Lappeenrannassa, Outokummussa, Porissa ja Vaasassa. Työntekijöillämme ja kumppaneillamme on pitkä ja laaja työkokemus apuvälinealalta.

Asiakkaalle tarjoamme vikakorjauksia, määräaikaistarkastuksia ja laite seurantajärjestelmää.

Vikakorjaukset: Vastaamme korjauspyyntöön vuorokauden sisällä. Sovimme korjausajan käyttä-

jän kanssa. Korjaamme vikaantuneet laitteet käyttäen valmistajan varaosia.

Määräaikaistarkastukset: Määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan laitteiden toimintakunto ja käytöturvallisuus. Apuvälineen omistajalla on velvollisuus huoltaa laitteet vuosittain tai valmistajan antaman määräajan välein. Huoltosopimuksella Haltijan kanssa voimme pitää huolen, että laitteet huolletaan vaatimusten mukaisesti.

Laiteseurantajärjestelmä: Voimme ylläpitää asiakkaan laitekantaa erillisessä laite seurantajärjestelmässä. Järjestelmään kirjataan korjaukset, tarkastukset ja mahdolliset vaaratilanteet. Asiakkaalla on pääsy järjestelmässä omiin laitteisiinsa, siellä näkyy laitteiden huoltohistoria ja sinne voi tallentaa esimerkiksi laitteen käyttöohjeet.




HUOLTOPALVELUT

Pirkkalan toimipiste: 044 709 8148
Sähköposti: huolto@haltija.fi

Vantaan toimipiste: 020 791 2755
Varaosapalvelu: varaosat@haltija.fi

Oulun toimipiste: 044 476 2509

HALTIJAN LEASINGSOPIMUS



Haltijan leasing sopimus on vaivaton ja joustava tapa hankkia apuvälineitä.

Rahoitusleasing on investointikohteen pitkäaikais- ta vuokrausta ennalta sovitulla vuokralla ja vuokraajalla. Leasing antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti ja joustavasti muuttuviin tilanteisiin. Se helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua. Rahoitettu kohde toimii vakuutena. Hankittava laite toimii rahoituksen vakuutena, eikä muita vakuuksia pääsääntöisesti tarvita.

Kokonaispalvelua asiakkaalle

Haltija hoitaa rahoitusyhtiökumppaninsa kanssa rahoitusneuvottelut asiakkaan puolesta, kun laitteiden hankinta on ajankohtaista. Haltija hakee asiakkaalle rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöstä. Näin asiakkaan ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa rahoitusasioiden hoitoon, vaan hän saa laitteen ja rahoituksen samalla kertaa, Haltijan kautta. Leasing sopimusten yhteyteen voidaan myös liittää erilaisia lisäpalveluita kuten Laiteturva. Laiteturva takaa riittävän vakuutusturvan laitteillesi koko sopimuskauden ajaksi.

Vaihtoehdot vuokrakauden päättyessä

Rahoitusaika vaihtelee asiakkaan tarpeen ja rahoituskohteen mukaan. Vuokrakauden päättyessä asiakas ei ole sitoutunut tiettyyn ratkaisuun, vaan voi vaihtaa uusiin ja sen hetkiseen tilanteeseen paremmin soveltuviin koneisiin ja laitteisiin.

Leasingin edut pähkinänkuoressa

- Nopeuttaa ja helpottaa laitehankintaprosessia
- Kohde toimii vakuutena, yleensä ei tarvita muita vakuuksia
- Yrityksen ei tarvitse sitoa pääomaa käyttöomaisuuteen
- Rahoitussuunnittelu ja budjetointi helpottuvat
- Vuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia
- ALV vähennysoikeus vuokrista
- Vakuuttaminen voidaan hoitaa Laiteturvalla
- Laitekanta pysyy ajan tasalla, mm. lisähankinnat ja laitevaihdot ovat mahdollisia

TUOTELUETTELO

3TOOL	53	EasyStand Glider	27	MOTOMed Gracile12	9
Actiball Relax Thermo -pallo	64	EasyStand StrapStand Classic	27	MOTOMed Loop	7
Activa Disc	31	Egg-Pallo	37	MOTOMed MUVI	9
Aerobic-käsipainot	59	Elastiband	65	Nasara-kinesioiteippi	52
Aero-step	32	ElastoGel	50	Nasara Plus -kinesioiteippi	52
Airex Atlas	40	Faskia-pallot	54	Nivelmallit	69
Airex Corona	39	Faskia-rullat	54	Nojapuut	35
Airex Coronella	39	Faskiavahat	46	Nostin- ja kävelykiskot	34
Airex Fitline	39	Flux-kävelyteline	34	Nystyräpallot	64
Airex Fitness	39	Follo Diem -mattotelineet	41	Opetustaulu: lihakset, luusto	70
Airex Hercules	40	Follo Diem Pulley -vetolaiteet	66	opetustaulut	70
Airex-mattojen rei'ityspalvelu	41	Gyms Pro Step -lauta	32	Painopallot	62
Airex-mattotelineet	41	Harjoitusportaat	35	Parafiini	49
Allaspainot	67	Hiekkapussit	44	Pehmopallot	37
anatomiset mallit	69	Hieronatyyny	44	Pikakylmä Polaris	48
AntiStress-pallo	63	Icy-kylmägeeli	48	Pilatespallo Balance	63
Asentohoitotyyny	43	Jacaranda-pallo	64	Pilates-/pohjerullat	65
Balance-Beam-tasapainotyyny	30	Jalkaterä EZ	69	Pilatesrengas	64
Balance-pad-tasapainotyyny	30	Jumper- 3/4 pallo	31	Spirit-pallo	63
Balance Senso -puolipallo	32	Juoksumatot	18	Stabilizer biofeedback-laite	57
Balanza-tasapainolevy	31	Kallistuskulmamittari	56	Suojapaperit	46
Bike Labyrinth	16	Kiilatyynt	43	Syvähieronta	54
Bobath-hoitopöytä	24	Kulmamittari 360°	56	Tarrapainot	59
Buck-refleksivasara	57	Kuntopallot	62	Taylor-refleksivasara	57
Bunnel-skoliometri	57	Kuntopyörät	18	Terapiapallot	62
Calyana-joogamatot	65	Kältekissen	48	Terapiavahat	37
Can-Do-jumppatuubit	61	Lateksiton Can-Do, Sup-R	61	Theraband	60
Can-Do-kuminauhut	60	Layson	10	Timoteos Ella	28
CareWave	43	LT2B12-kippilauta	23	TNS-laite TPN200	51
CROM-mittari	56	Luuranko	69	Traktioremmit	53
Digiband	61	Lämmönsiirtopakkaukset	49	Turvavyöremmit	53
DiscoSit	31	Lämpögeelit	49	Ultraäänigeelit	51
DreamK-kinesioiteippi	52	Lämpökattila	49	Viking-kävelypöytä	34
Dream-urheiluteippi	52	MarcusLine-kippilauta	20	Vinyyli- ja kromipainot	59
DynAir	30	MarcusLine-kippilauta	21	Voimatangot	59
Dynamic Pacer -kävelyteline	34	MIE-kallistuskulmamittari	56	Voimistelupallot	63
EasyStand Evolv	26	Mobilisaatiokiilat	53	Zimmer kertakäyttöelektrodit	51



HOITOTARVIKKEET

- Urologiset tuotteet • Kontinenssi

OSASTO- JA PERUSAPUVÄLINEET

- Liikkuminen • Siirtäminen • Hygienia
- Patjat ja asentohoito • Imetys • Vastasyntyneet

KALUSTEET JA ESTEETTÖMYYS

- Sängyt • Pöydät • Tuolit • Kattonostimet
- Porrashissit • Rampit • Apuvälineiden pesukoneet

PROTEESIT, ORTOOSIT JA JALKINEET

- Ylä- ja alaraajaproteesit • Ortoosit
- Erikois- ja ortopediset jalkineet
- Yksilölliset tukipohjalliset

TERTTU LILJAN TUOTEVALIKOIMA

- Jalkojenhoito • Hoitosukat ja -hihat • Tukisukat

YKSILÖLLISET APUVÄLINEET

- Yksilölliset liikkumisen ja toimintakyvyn apuvälineet
esim. pyörätuolit ja istuinjärjestelmät

KUNTOUTUS- JA TERAPIAVÄLINEET

- Neurologisen, ortopedisen ja geriatrisen kuntoutuksen terapia- ja mittausvälineet
- MOTOMed-polkulaitteet • Seisomatelineet

TEKNISET APUVÄLINEET

- Kommunikoinnin apuvälineet • Muistin apuvälineet
- Tietokoneen käytön apuvälineet
- Painikkeet ja ympäristönhallinta

PALVELUT

- Huolto • Vuokraus • Koulutukset



HALTIJA

Ota yhteyttä aluemyyjääsi!
haltija.fi/yhteys

Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi